



ホリスター 総合製品カタログ

Vol.17

2022年10月価格改定版

ホリスターは、「健康な肌」から より良い毎日を支えます。

PSC*の発症率とQOLへ及ぼす影響

*ストーマ周囲皮膚の合併症

QOL(生活の質)に大きな影響を及ぼすストーマ周囲皮膚の合併症(PSC)。

ストーマ保有者様の内、最大75%もの方が経験されています。

私たちの使命は、ストーマとともに生きる皆様の


「健康な肌」からより良い毎日を考え、支えていくこと。

肌の健康に貢献するストーマ装具およびアクセサリーの提供、

そして様々な研究データの活用を通し、

皆様のケアをサポートしていきたいと考えています。

ストーマ周囲皮膚の合併症によりQOLは大幅に下がります。



健康効用値¹⁾ 1 = 完全な健康状態 0 = 死亡



参考文献 1) Bell CM et al. Med Decision Making 2001;21:288-94
2) Thom R. Nichols, MS, MBA*, Gary W. Inglese, RN, MBA, The Burden of Peristomal Skin Complications on an Ostomy Population as Assessed by Health Utility and the Physical Component Summary of the SF-36v2 International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), Science Direct Value in Health; 2018; p.92-93, Tables 3-4
3) Bell, C., Chapman, R., Stone, P., Sandberg, E., Neumann, P.; An Off-the-Shelf Help List: A Comprehensive Catalog of Preference Scores from Published Cost-Utility Analyses; Medical Decision Making; 2001

「健康な肌」を支える 3つの特長

1 ストーマ近接部をしっかりと押さえ 漏れを防ぎ続ける形状

術後から社会復帰後の生活まで変化に対応する面板形状によりストーマ周囲皮膚の合併症の主な原因である排泄物の漏れを防ぎます。

選べる 凸面

やわらかく状況にあわせて変化に追従しマイルドな圧をかける軟性凸面と硬さによりしっかりと補正する硬性凸面の2種類から状況にあわせて選べます。

やわらかい
凸面


6mmのやわらかい凸面
(軟性凸面)



*写真は二品系面板です。

凸面


4.16mmの凸面
(硬性凸面)




*写真は二品系面板です。

ストーマサイズにあわせた コンベックスインサート

ストーマサイズにあわせたサイズで、しっかりとキワを押さえ漏れを防ぎます。



ストーマサイズにあわせた
コンベックスインサート




*写真は、単品系やわびた(FW)のインサートです。

近接部の押さえをサポートする オストメイト専用テープ

面板外縁部の浮き上がりを防ぎ、ストーマ近接部を押さえ続ける


接触圧 (試験条件: 腹壁及びその伸縮を再現する実験装置を使用、40℃熱板で面板と人工皮革を加熱後測定)



肌へのやさしさを考えた特長


少ない力でよく伸び、
皮膚が無理にひっぱられない

引張試験 (体温想定下36℃/48時間経過後)



通気性が良く、蒸れにくい

透湿度試験 カップ法 (25℃/90%RH)



その他オストメイト専用テープについての様々なデータをご用意しております。ホリスター営業担当までご用命ください。

※テープ・皮膚保護剤ともに、肌に無理な力がかかる使用方法などは肌へのダメージの原因となります。肌にやさしい使い方についてはP130をご覧ください。

「健康な肌」を支える 3つの特長

2 状況にあわせて選べる 5種の皮膚保護剤

皮膚保護剤は状況にあわせて5種類からお選びいただけます。
いずれも高い緩衝作用で、排泄物等に対して優れたpHコントロールを発揮します。



肌トラブルのない健康な肌を維持するために
スキンケア成分(セラミド)配合*
セラプラスTM 皮膚保護剤
*リモイス技術使用



頻回交換が必要な時や毎日交換によるコストをおさえたい時に



ソフトフレックス
皮膚保護剤

肌への負担と耐久性のバランスを取りたい時に



フレックスウェア
皮膚保護剤

特に耐久性が必要な時に



フレックステンド
皮膚保護剤

ストーマのかたちにあわせて自由に成形したい時に



フォームフレックス
皮膚保護剤
※二品系のみ

3 健康な肌を支える 豊富なアクセサリー

肌の健康を守り、より安心・快適にお過ごしいただくために生まれた補助製品です。

剥離剤スプレー
剥離剤パック



保護膜パック



皮膚保護剤



皮膚トラブルのない健康な肌の維持に

スキンケア成分(セラミド)配合

セラプラスTM

はじめての日から。

(Day1 デイ・ワン)

セラミドによるケア。

ストーマ装具をはじめて使用する日から

繰り返される面板の着脱により、

皮膚はダメージを受けます。

セラプラスTMは、スキンケア成分(セラミド)を配合することで、

皮膚のバリア機能を維持することをサポートし、

健康な肌を支えます。

(詳細はP8をご参照ください。)



皮膚保護剤 早見表

選択フローチャート

単品系装具

面板の特長

ストーマ袋の特長

消化管用（開放型、閉鎖型）

消化管用（キャップ式）

尿路用

二品系装具

面板の特長

ストーマ袋の特長

面板 消化管用・尿路用共通

ストーマ袋 消化管用（開放型、閉鎖型）

ストーマ袋 消化管用（キャップ式）

ストーマ袋 尿路用

アクセサリー アダプトシリーズ

尿路用関連製品

お子さま用装具

その他製品

カテゴリ別索引

製品番号順索引

使用方法

P 08

P 11

P 14

P 15

P 17

P 21

P 40

P 45

P 54

P 55

P 57

P 60

P 73

P 77

P 79

P 80

P 94

P 98

P 102

P 111

P 117

P 122

Pick Up

肌トラブルのない、健康な肌の維持に

スキンケア成分(セラミド)配合

セラプラス™

単品系

消化管用

尿路用

P25-29

P47-48

二品系

面板

P63-65

術後から社会復帰後まで

変化に応える新しい“カタチ”

シリーズ

単品系

二品系

ストーマ袋

P42

P77

New 排便バッグ P91

皮膚保護剤 早見表

皮膚保護剤は状況に応じてお選びいただけるよう5つのタイプをご用意しております。
※詳細は各製品ページにてご確認ください。

肌トラブルのない健康な肌を維持するために

セラプラス™ 皮膚保護剤

膨潤タイプ/CPbh系 CMC/ペクチン/PIB/水素添加SBR(スチレン・ブタジエンゴム)/セラミド

セラプラス™
~5日間

スキンケア成分(セラミド)配合

装具をはじめて使用する日から繰り返される面板の着脱による機械的刺激により皮膚のバリア機能は低下します。
セラプラス™ 皮膚保護剤はスキンケア成分(セラミド)を配合することにより、健康な皮膚の維持に貢献することがRCT(ランダム化比較)臨床試験にて実証されています。⁴⁾
*リモイス技術使用

ADVOCATE Study

二重盲検比較試験/被験者153名(術後12週以内の成人)
25施設/多施設共同・多国籍試験/アダプティブデザインを採用

セラプラス™ 皮膚保護剤で、ストーマ周囲皮膚の合併症(PSC*)が減り、PSC*の回復率も向上

発現率

15%↓

対照群*1と比較して皮膚障害の発生をおさえた。*2

回復率

セラプラス以外の皮膚保護剤(セラミド配合なし)を使用した被験者と比較して4週間でPSC*が大幅に回復した。

53% vs 29%

*1 対照群(セラミド配合無し)=ホリスター/フレックスウェア皮膚保護剤または、フレクステンド皮膚保護剤

*2 セラプラス皮膚保護剤群の40.5%にPSCが見られたが、対照群(セラミド配合無し)では55%であった。p=0.069。(統計的に有意ではない)

*PSC=ストーマ周囲皮膚の合併症

参考文献 Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.

単品系装具

消化管用 巻き上げ式・閉鎖型*1 尿路用*2

平面

やわらかい凸面

凸面

テープ付

テープ付

テープ付

お好みカット

プレカット

お好みカット

プレカット

お好みカット

プレカット

*1 消化管用閉鎖型は、平面のみ。 *2 尿路用 平面は、お好みカットのみ。

二品系装具

消化管用・尿路用共通

平面

やわらかい凸面

凸面

テープ付

テープ無

テープ付

テープ付

テープ無

お好みカット

プレカット

お好みカット

プレカット

お好みカット

プレカット

お好みカット

プレカット

お好みカット

プレカット

参考文献 4) Grove G, Houser T, Sibbald G, Salvadalena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179-186. <https://doi.org/10.1111/srt.12630>

○「テープ無」は全面皮膚保護剤、「テープ付」はテープ付皮膚保護剤になります。
○二品系のストーマ袋は、消化管用 開放型（巻き上げ式・キャップ式など）・閉鎖型、尿路用のラインアップがございます。

07

08

皮膚保護剤 早見表

頻回交換が必要な時や毎日交換によるコストを抑えたい時に


ソフトフレックス皮膚保護剤

溶解タイプ／CPGFb系 CMC、ペクチン、ゼラチン、PIB、コットンファイバー

SF
~4日間

単品系装具

消化管用 巻き上げ式・閉鎖型^{*3} 尿路用



*3 消化管用 閉鎖型は、平面のみ。

二品系装具

消化管用・尿路用共通



特に耐久性が必要な時に


フレックステンド皮膚保護剤

膨潤タイプ／CPbs系 CMC、ペクチン、PIB、SIS

FT
~7日間

単品系装具


消化管用 巻き上げ式・キャップ式^{*5} 尿路用^{*6}



*5 消化管用 キャップ式は、平面とやわらかい凸面のみ。 *6 尿路用は、平面と凸面のみ。

二品系装具

消化管用・尿路用共通



肌への負担と耐久性のバランスを取りたい時に


フレックスウェア皮膚保護剤

膨潤タイプ／CPbe系 CMC、ペクチン、PIB、EVA

FW
~5日間

単品系装具


消化管用 巻き上げ式 尿路用^{*4}



*4 尿路用 平面は、お好みカットのみ。

二品系装具

消化管用・尿路用共通



ストーマのかたちにあわせて自由に成形したい時に


フォーマフレックス皮膚保護剤

膨潤タイプ／CPbf系 CMC、ペクチン、フルイドPIB、マイクロファイバー

FF
~5日間

“シェイプフィット（成形可能）”の皮膚保護剤です。

フォーマフレックス皮膚保護剤を採用したことにより、形状をストーマに合わせて成形することが可能です。ハサミ等を使用する事なく、手を使ってサイズや形の調整が行えます。




二品系装具

消化管用・尿路用共通



選択フローチャート

ひとりひとり、それぞれのストーマに合ったストーマ装具が見つかるように豊富な製品ラインアップをご用意しています。
ご自身に合ったストーマ装具は、下記フローチャートで簡単に調べることができます。



「山田陽子、他 適正なストーマ装具選択のためのストーマ・フィジカルアセスメントツール作成の試み、日本ストーマ・排泄会誌、25(3)113-123,2009」より引用

※凸面型装具及びやわらかい凸面型装具をご使用の方には、アダプトオストミーベルトの併用をおすすめします。
※実際に装具を選択される際は、医療従事者の指示に従ってください。



単品系装具

Pick Up

セラプラス™



キャップのシリーズ



単品系装具

面
板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

消化管
用

閉鎖型

消化管
用

キャップ式

消化管
用

尿路用

1 選べる皮膚保護剤

皮膚保護剤は、状況にあわせて4つの皮膚保護剤からお選びいただけます。
いずれも高い緩衝能力で、排泄物等に対して優れたpHコントロールを発揮します。

セラプラス™ ~5日間	肌トラブルのない健康な肌を維持するために セラプラス™ 皮膚保護剤 ■ スキンケア成分(セラミド)配合* ■ 皮膚障害を減少させ、回復率を向上 ⁶⁾ *リモイス技術使用 6) 参考文献: Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.	 膨潤タイプ/分類: CPbh系 主成分: CMC、ペクチン、PIB、 水素添加SBR(スチレン・ ブタジェンゴム)、セラミド
SF ~4日間	頻回交換が必要な時や毎日交換によるコストをおさえたい時に ソフトフレックス皮膚保護剤 ■ 新生児にも使える低刺激性を実現 ■ 毎日交換を望まれる方等に	溶解タイプ/分類: CPGFb系 主成分: CMC、ペクチン、ゼラチン、 PIB、コットンファイバー
FW ~5日間	肌への負担と耐久性のバランスを取りたい時に フレックスウェア皮膚保護剤 ■ 優れた皮膚保護性と耐久性を実現 ■ 消化管用/尿路用を問わず様々な方に	膨潤タイプ/分類: CPbe系 主成分: CMC、ペクチン、PIB、EVA
FT ~7日間	特に耐久性が必要な時に フレックステンド皮膚保護剤 ■ 高い耐水性を実現 ■ 水様性の排泄物や装着期間の延長を望まれる方等に	膨潤タイプ/分類: CPbs系 主成分: CMC、ペクチン、PIB、SIS


2 豊富な面板形状

平面	やわらかい凸面	凸面
全面皮膚保護剤 	テープ付皮膚保護剤 	全面皮膚保護剤 

3 選べる凸面

やわらかい凸面	やわらかい凸面型面板(軟性凸面型面板) 6mmのやわらかい凸面があらゆる身体の動きに吸いつくように密着します。様々な腹壁の状態にもびたっと追従するため、漏れを予防し、安心感を高めます。	
凸面	凸面型面板(硬性凸面型面板) コンベックスインサートが面板に内蔵されており、高さのないストーマや、しわやくぼみのあるストーマ周囲の皮膚への密着を高めます。凸面の高さは4.16mmで汎用性のある中程度の圧をストーマ周囲にもたらし、排泄物の潜り込みを防ぎ、耐久性を助長します。	

4 オストメイト専用テープ 使い方はP129、130をご覧ください。

	伸縮性テープ アクリル系の素材を使用した通気性に優れたオストメイト専用テープです。伸縮性が高く日常生活で繰り返す動きの中でも、腹壁にしっかり密着・追従し、漏れを防ぎます。(詳細はP4をご覧ください。)
外縁部の浮き上がりを防ぎ、近接部をしっかりと押さえ続ける ■ テープ部分が、ヘルニアやたいこ腹、深いしわにもしっかりと追従し漏れを防ぎます。	
より狭い面積で装着可能 ■ 皮膚保護剤部分がコンパクトなのでより狭い面積に装着できます。 ■ 鼠径部や骨突出部などにかからないように装着できます。	 全面皮膚保護剤の接皮面積 テープ付皮膚保護剤(フレカット)の接皮面積

	テーパードエッジ形状 皮膚保護剤の外縁部が中心部よりも薄いので、外縁部からの皮膚保護剤の浮き上がりを防ぎ、体のラインにしっかり密着します。
	クッションフィットバックフィルム 凸面型詰め込み具を包んでクッションの役割を果たし、ストーマとストーマ周囲皮膚を保護します。柔軟性と伸縮性に優れ、皮膚保護剤の密着をサポートします。
	エアースペース 皮膚保護剤周囲のくぼみ(エアースペース)が皮膚への接着面積を最小にします。皮膚にあるくぼみの位置が装着の度に関わりますので、装具装着時も皮膚に休息を与える事が可能です。

※各アイコンは本カタログに掲載している製品それぞれの特長を表しています。お選びいただく目安としてご活用ください。

消化管用 排出口

消化管用 開放型 巻き上げ式



ロックンロールマイクロシール

漏れへの安全性、使いやすさを向上させた排出口です。

セキュリティーフラップ

上からかぶせて確実に閉鎖します。

小さい突起のかみ合わせ

重みと水に強いシールでしっかりロックし、排出口を閉じます。



リブプレート

排出口が開けやすく、排出、拭き取りが簡単で衛生的に使用できます。



安心の巻き上げ式

3回巻き上げてからセキュリティーフラップをかぶせて閉鎖します。(使い方はP123をご覧ください。)

消化管用 開放型 キャップ式

使い方はP124をご覧ください。

キャップのシリーズ

無理なく使い続けられる最も大きいキャップと口径の排出口です。

内径16.5mmの口径

やわらかい素材

大きな口径で残渣が詰まりにくく、スルッと一気に出せるので排出にかかる時間を大幅に短縮できます。また、やわらかい素材で絞り出しが容易にできます。



※ドレナージ方法は、専用排液バッグへの直接接続とコネクターを併用した一般的な蓄尿袋への接続の2種類から選べます。接続方法は、P125-127をご覧ください。

消化管用 フィルター



AF300 オストミーフィルター

入浴や水泳の際に シール不要


利便性及び機能性を追求した、最先端の技術を用いたフィルターです。入浴や水泳の際にもシールを貼る必要がありません。

高い撥水性

水に強い特殊フィルターにより入浴や水泳でも、フィルターにシールを貼る必要がありません。




袋の外側からも



袋の内側からも

高い消臭機能

活性炭を使用し、優れた消臭効果を発揮します。空気以外は通しません。




フィルターの仕組み

消化管用 尿路用



肌様不織布

柔らかく肌触りのよい肌色の不織布です。シャワーや入浴後はタオル等で水分を拭き取ることでサラッと快適に使えます。



ベルトタブ

アダプトオストミーベルト(別売)と併用することにより、装具の密着度を高めることができます。



尿路用



排出量調整口


排出量を簡単に調整でき、回腸導管の粘液などもスムーズに排出できます。
 ①マークを目で見て指で触って開閉を確認できます。キャップも大きくて閉めやすい構造です。

開く



①マークがある

閉める



①マークがない




逆流防止機構

ストーマ袋内に貯留した尿が逆流しない構造になっており細菌感染のリスクを減らします。



目立たない

マルチチャンバー構造により3方向へ尿を均一に分散し膨らみを軽減します。
 目立ちにくく、チャブチャブ音を軽減します。



痛くない

やわらかく丸みを帯びた排出量調整口のため鼠蹊部への違和感を軽減します。

※使用方法はP128をご覧ください。

単品系装具 消化管用(開放型・閉鎖型) 一覧

FW ~5日間 フレックスウェアー皮膚保護剤

装着期間の目安 ~5日間

P34 やわびた

やわらかい
凸面
オストメイト専用
テープ付

ウルトラ
クリア

13~25mm

13~38mm

13~55mm

ウルトラ
クリア

20mm

25mm

30mm

35mm

40mm

P34 やわびた素肌

やわらかい
凸面
オストメイト専用
テープ付

肌色
確認窓

13~25mm

13~38mm

13~55mm

肌色
確認窓

20mm

25mm

30mm

35mm

40mm

P35 モデルマフレックス FW ロックンロール

平面
オストメイト専用
テープ付

ウルトラ
クリア

肌色

13~64mm

ウルトラ
クリア

肌色

20mm

25mm

30mm

35mm

40mm

P36 モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール

凸面
オストメイト専用
テープ付

ウルトラ
クリア

肌色

13~38mm

13~51mm

ウルトラ
クリア

肌色

20mm

25mm

30mm

35mm

40mm

45mm

ウルトラクリアのみ

ウルトラクリアのみ

ウルトラクリアのみ

ウルトラクリアのみ

FT ~7日間 フレックステンド皮膚保護剤

装着期間の目安 ~7日間

P37 やわびた FT

やわらかい
凸面

オストメイト専用
テープ付

ウルトラ
クリア

13~25mm

13~38mm

13~55mm

P37 やわびた FT 素肌

やわらかい
凸面

オストメイト専用
テープ付

肌色
確認窓

13~25mm

13~38mm

13~55mm

肌色
確認窓

25mm

29mm

32mm

38mm

44mm

P38 モデルマフレックス FT ロックンロール

平面

オストメイト専用
テープ付

ウルトラ
クリア

13~64mm

ウルトラ
クリア

20mm

25mm

30mm

35mm

40mm

P39 モデルマフレックス FT 凸面ロックンロール

凸面

オストメイト専用
テープ付

ウルトラ
クリア

13~38mm

13~51mm

ウルトラ
クリア

20mm

25mm

30mm

32mm

35mm

40mm

45mm

単品系装具

面
板

スト
ー
マ
袋

消化
管用
開放
型

消化
管用
閉鎖
型

消化
管用
キャ
ップ
式

尿
路
用

単品系装具

面
板

スト
ー
マ
袋

消化
管用
開放
型

消化
管用
閉鎖
型

消化
管用
キャ
ップ
式

尿
路
用

単品系装具

面
板

スト
ー
マ
袋

消化
管用
開放型

消化
管用
閉鎖型

消化
管用
キャップ式

尿
路
用

セラプラス™ セラプラス™ 皮膚保護剤

やわぴた セラプラス™ やわらかい凸面

- スキンケア成分(セラミド)配合
- やわらかい凸面による優れた追従性
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート



お好み カット ウルトラ クリア	製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	53102	15~25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,500円 (非課税)
	53100	15~38mm	12.7×12.1cm			
53101	15~55mm					

フレ カット ウルトラ クリア	製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	53120	20mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,500円 (非課税)
	53125	25mm				
	53130	30mm				
	53135	35mm				
	53140	40mm				
	53144	44mm				

セラミドを配合することにより健康な肌を支えます。

セラミドは「皮膚のバリア機能」を保つ成分

細胞間の隙間を満たしてうるおいを保ち、外部刺激から守る

隙間を満たす脂質

セラミドは皮膚の一番外側の層にある脂質で細胞の間の隙間を満たしています。⁷⁾

皮膚のバリア

セラミドは細胞同士をつなぎとめ必要な水分が逃げださないよう皮膚のバリアを形成しています。⁷⁾

うるおいを保つ

それにより、健康な皮膚に必要なうるおいを保ち、外部刺激や細菌から皮膚を守ることを助けます。

左記内容は動画でご覧いただけます。



ストーマ保有者の方への説明用にも使えるアニメーション動画です。

「皮膚とセラミドの関係」

健康な皮膚＝セラミドが豊富⁷⁾

⁷⁾参考文献 Elias, P., 1988. Structure and Function of the Stratum. Drug Development Research, 13(97)

セラプラス™ セラプラス™ 皮膚保護剤

やわぴた セラプラス™ 素肌 やわらかい凸面

- スキンケア成分(セラミド)配合
- やわらかい凸面による優れた追従性
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 切れ目(確認窓)から必要な時だけストーマを確認



お好み カット 肌色 確認窓	製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	54102	15~25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,500円 (非課税)
	54100	15~38mm	12.7×12.1cm			
54101	15~55mm					

フレ カット 肌色 確認窓	製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	54125	25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,500円 (非課税)
	54130	30mm	12.7×12.1cm			
	54135	35mm				

やわぴた セラプラス™ 素肌 / 小さめサイズ やわらかい凸面

- スキンケア成分(セラミド)配合
- やわらかい凸面による優れた追従性
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 切れ目(確認窓)から必要な時だけストーマを確認



お好み カット 肌色 確認窓	製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	54002	15~25mm	10.8×10.8cm	26×14.5cm	10枚/箱	9,500円 (非課税)
	54000	15~38mm	12.7×12.1cm			
54001	15~55mm					

フレ カット 肌色 確認窓	製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	54025	25mm	10.8×10.8cm	26×14.5cm	10枚/箱	9,500円 (非課税)
	54030	30mm	12.7×12.1cm			
54035	35mm					

単品系装具

面
板

スト
ー
マ
袋

消化
管用
開放型

消化
管用
閉鎖型

消化
管用
キャップ式

尿
路
用

単品系装具

面
 板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

消化管用

閉鎖型

消化管用

キャップ式

消化管用

尿路用



セラプラス
 セラプラス
 皮膚保護剤



モデルマフレックス
 セラプラス
 ロックンロール

平面

- スキンケア成分(セラミド)配合
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 肌色タイプは、切れ目(確認窓)から必要な時だけストーマを確認



伸縮性テープ



AF300 オストミー
フィルター



ロックンロール
マイクロシール



肌様不織布



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
53400	13~64mm	12.4×12cm	30×14.5cm	10枚/箱	6,000円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
53425	25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	6,000円 (非課税)
53430	30mm				
53435	35mm				
53440	40mm	12.4×12cm			



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
54300	13~64mm	12.4×12cm	30×14.5cm	10枚/箱	6,000円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
54325	25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	6,000円 (非課税)
54330	30mm				
54335	35mm				



セラプラス
 セラプラス
 皮膚保護剤



モデルマフレックス
 セラプラス
 凸面ロックンロール

凸面

- スキンケア成分(セラミド)配合
- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 肌色タイプは、切れ目(確認窓)から必要な時だけストーマを確認



伸縮性テープ



AF300 オストミー
フィルター



ロックンロール
マイクロシール



肌様不織布



ベルトタブ



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
53900	15~38mm	12.7×12.1cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,500円 (非課税)
53901	15~51mm				



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
53925	25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,500円 (非課税)
53930	30mm	12.7×12.1cm			
53935	35mm				



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
54800	15~38mm	12.7×12.1cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,500円 (非課税)
54801	15~51mm				



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
54825	25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,500円 (非課税)
54830	30mm	12.7×12.1cm			
54835	35mm				

単品系装具

面
 板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

消化管用

閉鎖型

消化管用

キャップ式

消化管用

尿路用

単品系装具

面
 板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

閉鎖型

キャップ式

尿路用

セラプラス™
 セラプラス™
 皮膚保護剤

~5日間



モデルマフレックス
 セラプラス™
 クローズ
 平面

- スキンケア成分(セラミド)配合
- 切れ目(確認窓)から必要な時だけストーマを確認
- 小柄な方、入浴、スポーツなどに

AF

AF300 オストミー
フィルター

肌様
不織布



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
52100	15~55mm	11.6×11.6cm	18×15cm	30枚/箱	10,500円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
52125	25mm	11.6×11.6cm	18×15cm	30枚/箱	10,500円 (非課税)
52130	30mm				
52135	35mm				

SF
 ソフトフレックス皮膚保護剤

~4日間



モデルマフレックス
 SF
 ロックンロール
 平面

- 頻回交換が必要な時や毎日交換によるコストをおさえたい時に
- エアースペースにより装着時の皮膚の休息を実現

エアー
スペース

AF

AF300 オストミー
フィルター

ロックンロール
マイクロシール

肌様
不織布



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28400	15~55mm	10.3×10cm	30×14.5cm	10枚/箱	5,200円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28425	25mm	10.3×10cm	30×14.5cm	10枚/箱	5,200円 (非課税)
28430	30mm				
28435	35mm				
28440	40mm				



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28300	15~55mm	10.3×10cm	30×14.5cm	10枚/箱	5,200円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28325	25mm	10.3×10cm	30×14.5cm	10枚/箱	5,200円 (非課税)
28330	30mm				
28335	35mm				
28340	40mm				

単品系装具

面
 板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

閉鎖型

キャップ式

尿路用

単品系装具

面
 板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

消化管用

閉鎖型

消化管用

キャップ式

消化管用

尿
 路
 用

SF
 ソフトフレックス皮膚保護剤
 ~4日間

モデルマフレックス SF ロックンロール オーバル
 平面

- 最大65×75mmまでカット可能
- 頻回交換が必要な時や毎日交換によるコストをおさえたい時に
- エアスペースにより装着時の皮膚の休息を実現



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28401	15~65×75mm	10.7×11.7cm	30×14.5cm	10枚/箱	6,800円 (非課税)



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28301	15~65×75mm	10.7×11.7cm	30×14.5cm	10枚/箱	6,800円 (非課税)

モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌
 平面

- 小柄な方、入浴、スポーツ用
- 頻回交換が必要な時や毎日交換によるコストをおさえたい時に
- エアスペースにより装着時の皮膚の休息を実現



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28100	15~55mm	10.3×10cm	22×14.5cm	30枚/箱	14,100円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28125	25mm	10.3×10cm	22×14.5cm	30枚/箱	14,100円 (非課税)
28130	30mm				
28135	35mm				

SF
 ソフトフレックス皮膚保護剤
 ~4日間

モデルマフレックス SF 凸面ロックンロール
 凸面

- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- 頻回交換が必要な時や毎日交換によるコストをおさえたい時に
- コンベックスインサートを包みクッションの役割をはたす
パッキングフィルム



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
26900	15~38mm	10.7×10.5cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,200円 (非課税)
26901	15~51mm				



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
26925	25mm	10.7×10.5cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,200円 (非課税)
26930	30mm				
26935	35mm				

単品系装具

面
 板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

消化管用

閉鎖型

消化管用

キャップ式

消化管用

尿
 路
 用

単品系装具

面
 板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

消化管用

閉鎖型

消化管用

キャップ式

消化管用

尿路用

SF
 ソフトフレックス皮膚保護剤
 ~4日間

モデルマフレックス SF クローズ
 平面

- 頻回交換が必要な時や毎日交換によるコストをおさえたい時に
- エアースペースにより装着時の皮膚の休息を実現
- 小柄な方、入浴、スポーツなどに



エアー
スペース



AF300 オストミー
フィルター



肌様
不織布



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
22500	15~55mm	10.3×10cm	18×15cm	30枚/箱	7,800円 (非課税)



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
22100	15~55mm	10.3×10cm	18×15cm	30枚/箱	7,800円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
22125	25mm	10.3×10cm	18×15cm	30枚/箱	7,800円 (非課税)
22130	30mm				
22135	35mm				
22140	40mm				

FW
 フレックスウェアー皮膚保護剤
 ~5日間

やわぴた
 やわらかい凸面

- やわらかい凸面による優れた追従性
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 優れた皮膚保護性と耐久性



伸縮性
テープ



AF300 オストミー
フィルター



ロックンロール
マイクロシール



肌様
不織布



ベルトタブ



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
5691025	13~25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,900円 (非課税)
5691038	13~38mm	12.7×12.1cm			
5691055	13~55mm				



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
5691120	20mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,900円 (非課税)
5691125	25mm				
5691130	30mm	12.7×12.1cm			
5691135	35mm				
5691140	40mm				

やわぴた 素肌
 やわらかい凸面

- やわらかい凸面による優れた追従性
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 優れた皮膚保護性と耐久性
- 素肌のようなカバーで目立ちにくい
- 切れ目(確認窓)から必要な時だけストーマを確認



伸縮性
テープ



AF300 オストミー
フィルター



ロックンロール
マイクロシール



肌様
不織布



ベルトタブ



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
5681025	13~25mm	10.8×10.8cm	26×14.5cm	10枚/箱	9,900円 (非課税)
5681038	13~38mm	12.7×12.1cm			
5681055	13~55mm				



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
5681120	20mm	10.8×10.8cm	26×14.5cm	10枚/箱	9,900円 (非課税)
5681125	25mm				
5681130	30mm	12.7×12.1cm			
5681135	35mm				
5681140	40mm				

単品系装具

面
 板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

消化管用

閉鎖型

消化管用

キャップ式

消化管用

尿路用

単品系装具

面
 板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

消化管用

閉鎖型

消化管用

キャップ式

消化管用

尿路用

FW
 ~5日間

フレックスウェア皮膚保護剤

モデルマフレックス FW ロックンロール 平面

- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 優れた皮膚保護性と耐久性



伸縮性
テープ



AF300 オストミー
フィルター



ロックンロール
マイクロシール



肌様
不織布



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
58400	13~64mm	12.4×12cm	30×14.5cm	10枚/箱	7,100円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
58420	20mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	7,100円 (非課税)
58425	25mm				
58430	30mm				
58435	35mm				
58440	40mm	12.4×12cm			



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
58300	13~64mm	12.4×12cm	30×14.5cm	10枚/箱	7,100円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
58320	20mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	7,100円 (非課税)
58325	25mm				
58330	30mm				
58335	35mm				
58340	40mm	12.4×12cm			

FW
 ~5日間

フレックスウェア皮膚保護剤

モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール 凸面

- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- 外縁部はテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 優れた皮膚保護性と耐久性



伸縮性
テープ



AF300 オストミー
フィルター



ロックンロール
マイクロシール



肌様
不織布



ベルトタブ



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
56700	13~38mm	12.7×12.1cm	30×14.5cm	10枚/箱	11,200円 (非課税)
56701	13~51mm				



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
56720	20mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	11,200円 (非課税)
56725	25mm				
56730	30mm	12.7×12.1cm			
56735	35mm				
56740	40mm				
56745	45mm				



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
56600	13~38mm	12.7×12.1cm	30×14.5cm	10枚/箱	11,200円 (非課税)
56601	13~51mm				



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
56625	25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	11,200円 (非課税)
56630	30mm	12.7×12.1cm			
56635	35mm				
56640	40mm				

単品系装具

面
 板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

消化管用

閉鎖型

消化管用

キャップ式

消化管用

尿路用

単品系装具

面
 板

特長

ストーマ袋

特長

消化管用
 開放型

消化管用
 閉鎖型

消化管用
 キャップ式

尿路用

FT
 フレックステンド皮膚保護剤
 ~7日間

やわぴた
 FT
 やわらかい凸面

- やわらかい凸面による優れた追従性
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
8574	13~25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	5枚/箱	4,980円 (非課税)
8578	13~38mm	12.7×12.1cm			
85711	13~55mm				

※お好みカットのみのご用意となります。

やわぴた
 FT
 素肌
 やわらかい凸面

- やわらかい凸面による優れた追従性
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮
- 素肌のようなカバーで目立ちにくい
- 切れ目(確認窓)から必要な時だけストーマを確認



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
8674	13~25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	5枚/箱	4,980円 (非課税)
8678	13~38mm	12.7×12.1cm			
86711	13~55mm				



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
8662	25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	5枚/箱	4,980円 (非課税)
8663	29mm	12.7×12.1cm			
8664	32mm				
8665	38mm				
8666	44mm				

FT
 フレックステンド皮膚保護剤
 ~7日間

モデルマフレックス
 FT
 ロックンロール
 平面

- 外縁部はテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮
- ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
26700	13~64mm	12.4×12cm	30×14.5cm	10枚/箱	5,600円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
26720	20mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	5,600円 (非課税)
26725	25mm				
26730	30mm				
26735	35mm	12.4×12cm			
26740	40mm				

単品系装具

面
 板

特長

ストーマ袋

特長

消化管用
 開放型

消化管用
 閉鎖型

消化管用
 キャップ式

尿路用

FT
 フレックステンド皮膚保護剤
 ~7日間

モデルマフレックス FT 凸面ロックンロール 凸面

- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- 外縁部はテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮



伸縮性
テープ



ロックンロール
マイクロシール



肌様
不織布



ベルトタブ



お好み
カット

製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
57900	13~38mm	12.7×12.1cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,600円 (非課税)
57901	13~51mm				



プレ
カット

製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
57920	20mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10枚/箱	9,600円 (非課税)
57925	25mm				
57930	30mm	12.7×12.1cm			
57932	32mm				
57935	35mm				
57940	40mm				
57945	45mm				

単品系装具
 消化管用(キャップ式)
 一覧

FT
 フレックステンド皮膚保護剤
 ~7日間

装着期間の目安
 ~7日間

P42

キャップの
 やわびた FT



やわらかい
凸面

オストメイト専用
テープ付



お好み
カット

ウルトラ
クリア

13~25mm

13~38mm

13~55mm



プレ
カット

ウルトラ
クリア

25mm

30mm

35mm

P42

キャップの
 平面 FT



平面

オストメイト専用
テープ付



お好み
カット

ウルトラ
クリア

13~64mm

術後から社会復帰後まで
変化に応える新しい“カタチ”

キャップの やわびた FT

ストーマケアをシンプルに。負担をおさえ使い続けられる3つの特長



最も大きいキャップと口径でスルッと楽に。

無理なく
使い続けられる

やわびた FT

やわびた FT で
腹壁の変化に
やわらかく、ぴたっと
密着・追従。

ストーマ近接部を
水様性の排泄物から
守り続ける

トータルコストをおさえ 経済的に使い続けられる

優れた耐久性



お求めやすい価格 800円/枚

無駄になりにくい
包装単位



× 5枚

FT フレックステンド皮膚保護剤

~7日間

キャップの やわびた FT やわらかい凸面

- 水様性の排泄物にも高い耐久性を発揮
- やわらかい凸面による優れた追従性
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 大きな口径で残渣が詰まりにくく、便性の変化に対応



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
83025	13~25mm	10.8×10.8cm	34×14.5cm	5枚/箱	4,000円 (非課税)
83038	13~38mm	12.7×12.1cm			
83055	13~55mm				



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
83125	25mm	10.8×10.8cm	34×14.5cm	5枚/箱	4,000円 (非課税)
83130	30mm	12.7×12.1cm			
83135	35mm				

キャップの 平面 FT 平面

- 水様性の排泄物にも高い耐久性を発揮
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 大きな口径で残渣が詰まりにくく、便性の変化に対応



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
26064R	13~64mm	12.4×12cm	34×14.5cm	5枚/箱	3,500円 (非課税)

New より負担なく・シンプルに

キャップの シリーズ 専用排液バッグ発売



ドレナージ用製品は次ページへ

単品系装具

面
板

特長

スト
ーマ
袋

特長

消化
管用
開放型

消化
管用
閉鎖型

消化
管用
キャップ式

尿
路
用

「キャップ」シリーズ ドレナージ方法

キャップのシリーズのドレナージ方法は、2つの方法よりお選びいただけます。

① 専用排液バッグとの直接接続

接続方法はP125

New

キャップのシリーズ専用 排液バッグ

- 排泄物の詰まりを防ぐ大きな口径
- ロック式接続でひねるだけで確実にロック。固定の手間と外れるリスクを軽減。



ロック部



製品番号	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
5551	10枚/箱	5,800円	6,380円

※容量：2,000ml（逆流防止弁なし・未滅菌）
※専用ハンガー 1本付

より負担なく・シンプルに

大口径だから詰まりのリスクを軽減し、
快適な睡眠に

ドレナージ時も

詰まりにくい大きな口径



余裕がある長さ(152.4cm) &
絡まりにくく、折れ曲がりにくい
ジャバラ式チューブ



接続時も

直接接続 コネクター 不要（内径接続）
ひねるだけのロック式接続で
簡単・確実にロック



排出時も

スムーズに
排出できる
大口径

② 一般的な蓄尿袋との接続(コネクターが必要)

接続方法はP127

キャップのシリーズ専用 コネクター

- ロック式接続でひねるだけで確実にロック。固定の手間と外れるリスクを軽減。



ロック部



製品番号	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7332	5個/袋	80円	88円

※排泄物の性状により詰まり、流れにくい場合があります。流れが悪い場合は、コネクターの使用による併用は避けください。

※使用時は、蓄尿袋のチューブの先端部をカットし、チューブ部分にコネクターの先端（細い方）を接続ください。



一般的な蓄尿袋



キャップのシリーズ
専用コネクター
製品番号:7332



キャップのシリーズ
ストーマ袋

単品系装具

面
板

特長

スト
ーマ
袋

特長

消化
管用
開放型

消化
管用
閉鎖型

消化
管用
キャップ式

尿
路
用

単品系装具 尿路用 一覧

セラプラス™ セラプラス™ 皮膚保護剤

装着期間の目安 ~5日間



P47 やわびた セラプラス™ ウロS



やわらかい
凸面
オストメイト専用
テープ付



ウルトラ
クリア

13~25mm

13~38mm

13~55mm



ウルトラ
クリア

20mm

25mm

30mm

P48 モデルマフレックス セラプラス™ ウロS




平面
オストメイト専用
テープ付



ウルトラ
クリア

13~64mm

P48 モデルマフレックス セラプラス™ 凸面 ウロS



凸面
オストメイト専用
テープ付



ウルトラ
クリア

13~25mm

13~38mm

13~51mm



ウルトラ
クリア

20mm

25mm

30mm

35mm

40mm

SF ソフトフレックス皮膚保護剤

装着期間の目安 ~4日間

P49 モデルマフレックス SF ウロS



平面



ウルトラ
クリア

15~55mm

P49 モデルマフレックス SF 凸面 ウロS



凸面



ウルトラ
クリア

15~25mm

15~38mm



ウルトラ
クリア

20mm

25mm

30mm

FW フレックスウェアー皮膚保護剤

装着期間の目安 ~5日間

P50 やわびた ウロS



やわらかい
凸面
オストメイト専用
テープ付



ウルトラ
クリア

13~25mm

13~38mm

13~55mm



ウルトラ
クリア

20mm

25mm

30mm

P51 モデルマフレックス FW ウロS



平面
オストメイト専用
テープ付



ウルトラ
クリア

13~64mm

P51 モデルマフレックス FW 凸面 ウロS



凸面
オストメイト専用
テープ付



ウルトラ
クリア

13~25mm

13~38mm

13~51mm



ウルトラ
クリア

20mm

25mm

30mm

FT フレックステンド皮膚保護剤

装着期間の目安 ~7日間

P52 モデルマフレックス FT ウロS



平面
オストメイト専用
テープ付



ウルトラ
クリア

13~64mm



ウルトラ
クリア

20mm

25mm

30mm

35mm

40mm

P52 モデルマフレックス FT 凸面 ウロS



凸面
オストメイト専用
テープ付



ウルトラ
クリア

13~25mm

13~38mm



ウルトラ
クリア

20mm

25mm

30mm

35mm

40mm

単品系装具

面
板

スト
ー
マ
袋

消化
管
用
開
放
型

消化
管
用
閉
鎖
型

消化
管
用
キ
ャ
ッ
プ
式

尿
路
用

セラプラス™ セラプラス™ 皮膚保護剤

~5日間



やわぴた セラプラス™ ウロS やわらかい凸面

- スキンケア成分(セラミド)配合
- やわらかい凸面による優れた追従性
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 使いやすく快適なウロS排出口



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
59900	13~25mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	11,000円 (非課税)
59901	13~38mm	12.7×12.1cm			
59902	13~55mm				

※ウロ接続管 S 3本付



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
59920	20mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	11,000円 (非課税)
59925	25mm				
59930	30mm	12.7×12.1cm			

※ウロ接続管 S 3本付

セラミドを配合することにより健康な肌を支えます。

セラミドは「皮膚のバリア機能」を保つ成分
細胞間の隙間を満たしてうるおいを保ち、外部刺激から守る

隙間を満たす脂質

セラミドは皮膚の一番外側の層にある脂質で細胞の間の隙間を満たしています。⁷⁾

皮膚のバリア

セラミドは細胞同士をつなぎとめ必要な水分が逃げださないよう皮膚のバリアを形成しています。⁷⁾

うるおいを保つ

それにより、健康な皮膚に必要なうるおいを保ち、外部刺激や細菌から皮膚を守るのを助けます。

左記内容は動画でご覧いただけます。



ストーマ保有者の方への説明用にも使えるアニメーション動画です。

「皮膚とセラミドの関係」

7)参考文献 Elias, P., 1988. Structure and Function of the Stratum. Drug Development Research, 13(97)

セラプラス™ セラプラス™ 皮膚保護剤

~5日間



モデルマフレックス セラプラス™ ウロS 平面

- スキンケア成分(セラミド)配合
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 使いやすく快適なウロS排出口



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
59400	13~64mm	12×12.7cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	8,000円 (非課税)

※ウロ接続管 S 3本付

モデルマフレックス セラプラス™ 凸面 ウロS 凸面

- スキンケア成分(セラミド)配合
- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 使いやすく快適なウロS排出口



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
59700	13~25mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	11,000円 (非課税)
59701	13~38mm	12.7×12.1cm			
59702	13~51mm				

※ウロ接続管 S 3本付



プレ
カット

ウルトラ
クリア

製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
59720	20mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	11,000円 (非課税)
59725	25mm				
59730	30mm	12.7×12.1cm			
59735	35mm				
59740	40mm				

※ウロ接続管 S 3本付

単品系装具

面
板

スト
ー
マ
袋

消化
管
用
開
放
型

消化
管
用
閉
鎖
型

消化
管
用
キ
ャ
ッ
プ
式

尿
路
用

単品系装具

面
板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

消化管用

閉鎖型

消化管用

キャップ式

消化管用

尿路用

SF ソフトフレックス皮膚保護剤
~4日間

モデルマフレックス SF ウロS 平面

- 頻回交換が必要な時や毎日交換によるコストをおさえたい時に
- エアスペースにより装着時の皮膚の休息を実現
- 使いやすく快適なウロS排出口



エアースペース



肌様不織布



逆流防止機構



排出量調整口



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2959055	15~55mm	10.2×10cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	8,100円 (非課税)

※ウロ接続管 S 3 本付

モデルマフレックス SF 凸面 ウロS 凸面

- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- 頻回交換が必要な時や毎日交換によるコストをおさえたい時に
- コンベックスインサートを包みクッションの役割をはたす
パッキングフィルム
- 使いやすく快適なウロS排出口



クッションフィット
パッキングフィルム



肌様不織布



逆流防止機構



排出量調整口



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2939025	15~25mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	11,200円 (非課税)
2939038	15~38mm				

※ウロ接続管 S 3 本付



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2939120	20mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	11,200円 (非課税)
2939125	25mm				
2939130	30mm				

※ウロ接続管 S 3 本付

FW フレックスウェアー皮膚保護剤
~5日間

やわぴた ウロS やわらかい凸面

- やわらかい凸面による優れた追従性
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 優れた皮膚保護性と耐久性
- 使いやすく快適なウロS排出口



伸縮性テープ



肌様不織布



逆流防止機構



排出量調整口



ベルトタブ



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2999025	13～25mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	11,200円 (非課税)
2999038	13～38mm	12.7×12.1cm			
2999055	13～55mm				

※ウロ接続管 S 3 本付



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2999120	20mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	11,200円 (非課税)
2999125	25mm				
2999130	30mm	12.7×12.1cm			

※ウロ接続管 S 3 本付

単品系装具

面
板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

消化管用

閉鎖型

消化管用

キャップ式

消化管用

尿路用

単品系装具

面
板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

消化管
用

閉鎖型

消化管
用

キャップ式

消化管
用

尿路用

FW
~5日間

フレックスウェア皮膚保護剤

モデルマフレックス FW ウロS 平面

- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 優れた皮膚保護性と耐久性
- 使いやすく快適なウロS排出口



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2994064	13~64mm	12×12.7cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	8,100円 (非課税)

※ウロ接続管 S 3 本付

モデルマフレックス FW 凸面 ウロS 凸面

- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 優れた皮膚保護性と耐久性
- 使いやすく快適なウロS排出口



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2997025	13～25mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	11,200円 (非課税)
2997038	13～38mm	12.7×12.1cm			
2997051	13～51mm				

※ウロ接続管 S 3 本付



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2997120	20mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	11,200円 (非課税)
2997125	25mm				
2997130	30mm	12.7×12.1cm			

※ウロ接続管 S 3 本付

FT
~7日間

フレックステンド皮膚保護剤

モデルマフレックス FT ウロS 平面

- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 水様性の排泄物にも高い耐久性を発揮
- 使いやすく快適なウロS排出口



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2949064	13~64mm	12×12.7cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	9,500円 (非課税)

※ウロ接続管 S 3 本付



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2949120	20mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	9,500円 (非課税)
2949125	25mm				
2949130	30mm				
2949135	35mm				
2949140	40mm	12×12.7cm			

※ウロ接続管 S 3 本付

※透明（乳白色）のフィルム採用製品の在庫が無くなり次第、ウルトラクリアに切り替わります。

モデルマフレックス FT 凸面 ウロS 凸面

- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 水様性の排泄物にも高い耐久性を発揮
- 使いやすく快適なウロS排出口



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2979025	13~25mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	12,200円 (非課税)
2979038	13~38mm	12.7×12.1cm			

※ウロ接続管 S 3 本付



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2979120	20mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10枚/箱	12,200円 (非課税)
2979125	25mm				
2979130	30mm	12.7×12.1cm			
2979135	35mm				
2979140	40mm				

※ウロ接続管 S 3 本付

単品系装具

面
板

特長

ストーマ袋

特長

開放型

消化管
用

閉鎖型

消化管
用

キャップ式

消化管
用

尿路用



二品系装具

Pick Up

セラプラス™



「キャップ」シリーズ



二品系装具

面
板

特長

ス
ト
ー
マ
袋

特長

面
板

消化管
用
ス
ト
ー
マ
袋

開放型

消化管
用
ス
ト
ー
マ
袋

閉鎖型

消化管
用
ス
ト
ー
マ
袋

キャップ式

ス
ト
ー
マ
袋

尿路用

1 選べる皮膚保護剤

皮膚保護剤は、状況にあわせて5つの皮膚保護剤からお選びいただけます。
いずれも高い緩衝能力で、排泄物等に対して優れたpHコントロールを発揮します。

セラプラス™
~5日間

肌トラブルのない健康な肌を維持するために

セラプラス™ 皮膚保護剤

- スキンケア成分(セラミド)配合*
- 皮膚障害を減少させ、回復率を向上⁶⁾

*リモイス技術使用
6) 参考文献: Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.

膨潤タイプ/分類: CPbh系
主成分: CMC、ペクチン、PIB、水素添加SBR (スチレン・ブタジエンゴム)、セラミド

SF
~4日間

頻回交換が必要な時や毎日交換によるコストをおさえたい時に

ソフトフレックス皮膚保護剤

- 新生児にも使える低刺激性を実現
- 毎日交換を望まれる方等に

溶解タイプ/分類: CPGFb系
主成分: CMC、ペクチン、ゼラチン、PIB、コットンファイバー

FW
~5日間

肌への負担と耐久性のバランスを取りたい時に

フレックスウェア皮膚保護剤

- 優れた皮膚保護性と耐久性を実現
- 消化管用/尿路用を問わず様々な方に

膨潤タイプ/分類: CPbe系
主成分: CMC、ペクチン、PIB、EVA

FT
~7日間

特に耐久性が必要な時に

フレックステンド皮膚保護剤

- 高い耐水性を実現
- 水様性の排泄物や装着期間の延長を望まれる方等に

膨潤タイプ/分類: CPbs系
主成分: CMC、ペクチン、PIB、SIS

FF
~5日間

ストーマのかたちにあわせて自由に成形したい時に

フォーマフレックス皮膚保護剤

- 指で自由に成形が可能
- ハサミを使うのが難しい方やマッシュルーム形状の方等に

膨潤タイプ/分類: CPbf系
主成分: CMC、ペクチン、フルイッドPIB、マイクロファイバー

2 豊富な面板形状

平面		やわらかい凸面		凸面	
全面皮膚保護剤	テープ付皮膚保護剤	テープ付皮膚保護剤	全面皮膚保護剤	テープ付皮膚保護剤	

3 選べる凸面

やわらかい凸面

やわらかい凸面型面板(軟性凸面型面板)

6mmのやわらかい凸面があらゆる身体の動きに吸いつくように密着します。様々な腹壁の状態にもびたっと追従するため、漏れを予防し、安心感を高めます。

凸面

凸面型面板(硬性凸面型面板)

コンベックスインサートが面板に内蔵されており、高さのないストーマや、しわやくぼみのあるストーマ周囲の皮膚への密着を高めます。凸面の高さは4.16mmで汎用性のある中程度の圧をストーマ周囲にもたらし、排泄物の潜り込みを防ぎ、耐久性を助長します。

4 オストメイト専用テープ 使い方はP129、130をご覧ください。

伸縮性テープ

アクリル系の素材を使用した通気性に優れたオストメイト専用テープです。伸縮性が高く日常生活で繰り返す動きの中でも、腹壁にしっかり密着・追従し、漏れを防ぎます。(詳細はP4をご覧ください。)

外縁部のめくり上がりを抑え漏れを防ぐ

- テープ部分が、ヘルニアやたいこ腹、深いしわにもしっかり追従し漏れを防ぎます。

より狭い面積で装着可能

- 皮膚保護剤部分がコンパクトなのでより狭い面積に装着できます。
- 鼠径部や骨突出部などにかからないように装着できます。

全面皮膚保護剤の接皮面積

テープ付皮膚保護剤(フレカット)の接皮面積

5 圧迫を軽減する浮動型フランジ

浮動型フランジ

面板とフランジの間に指が入るので、手術後の痛みのある腹部を圧迫する事なく装着できます。フランジが浮いているので、面板がとても柔軟で装着時の違和感が軽減できます。

※写真は新浮動型フランジです。(やわびた面板に採用)

超薄型フランジ

面板とストーマ袋を合わせた際のフランジの厚みがとても薄く服の上からでも装具が目立ちにくい。

テーパードエッジ形状

皮膚保護剤の外縁部が中心部よりも薄いので、外縁部からの皮膚保護剤の浮き上がりを防ぎ、体のラインにしっかり密着します。

消化管用 排出口

消化管用 開放型 巻き上げ式



ロックンロールマイクロシール

漏れへの安全性、使いやすさを向上させた排出口です。

セキュリティーフラップ

上からかぶせて確実に閉鎖します。

小さい突起のかみ合わせ

重みと水に強いシールでしっかりロックし、排出口を閉じます。



リッププレート

排出口が開けやすく、排出、拭き取りが簡単で衛生的に使用できます。



安心の巻き上げ式

3回巻き上げてからセキュリティーフラップをかぶせて閉鎖します。(使い方はP123をご覧ください。)

消化管用 開放型 キャップ式

使い方はP124をご覧ください。

キャップのシリーズ

無理なく使い続けられる最も大きいキャップと口径の排出口です。

内径16.5mmの口径

やわらかい素材

大きな口径で残渣が詰まりにくく、スルッと一気に出せるので排出にかかる時間を大幅に短縮できます。また、やわらかい素材で絞り出しが容易にできます。



※ドレナージ方法は、専用排液バッグへの直接接続とコネクターを併用した一般的な蓄尿袋への接続の2種類から選べます。接続方法は、P125-127をご覧ください。
※1801X ニューイメージイレオストミーパOUCHは、排出口の形状が異なります。(口径サイズが小さいタイプ)

消化管用 フィルター



AF300 オストミーフィルター

入浴や水泳の際に シール不要


利便性及び機能性を追求した、最先端の技術を用いたフィルターです。入浴や水泳の際にもシールを貼る必要がありません。

高い撥水性

水に強い特殊フィルターにより入浴や水泳でも、フィルターにシールを貼る必要がありません。




袋の外側からも



袋の内側からも

高い消臭機能

活性炭を使用し、優れた消臭効果を発揮します。空気以外は通しません。




フィルターの仕組み

消化管用 尿路用




肌様不織布

柔らかく肌触りのよい肌色の不織布です。シャワーや入浴後はタオル等で水分を拭き取ることでサラッと快適に使えます。



ベルトタブ

アダプトオストミーベルト(別売)と併用することにより、装具の密着度を高めることができます。



センターポイントロック

面板とストーマ袋をかみ合わせるにより、安全、確実にロックします。スポーツなどの活動時や就寝時にも安心して使えます。簡単に取り付け、取り外せます。



二品系装具 面板 一覧

SF ソフトフレックス皮膚保護剤

装着期間の目安 ~4日間

P66 ニューイメージ SFF				
	平面		44mm 13~32mm	57mm 13~44mm
			44mm 22mm/25mm/29mm/32mm	57mm 35mm/38mm

FW フレックスウェア皮膚保護剤

装着期間の目安 ~5日間

P67 やわびた 面板(二品系)				
	凸面 やわらかい オストメイト専用 テープ付		44mm 13~25mm	57mm 13~38mm
			44mm 22mm/25mm	57mm 29mm/32mm

P68 ニューイメージ FWF テープ付				
	平面 オストメイト専用 テープ付		44mm 13~32mm	57mm 13~44mm
			44mm 16mm/19mm/22mm/25mm/29mm/32mm	57mm 35mm/38mm/44mm


P68 ニューイメージ FWF				
	平面		44mm 13~32mm	57mm 13~44mm
			44mm 16mm/19mm/22mm/25mm/29mm/32mm	57mm 35mm/38mm

P69 ニューイメージ FWF 凸面 テープ付				
	凸面 オストメイト専用 テープ付		44mm 13~25mm	57mm 13~38mm
			44mm 22mm/25mm	57mm 29mm/32mm


P69 ニューイメージ FWF 凸面				
	凸面		44mm 13~25mm	57mm 13~38mm
			44mm 22mm/25mm	57mm 29mm/32mm

FT フレックステンド皮膚保護剤

装着期間の目安 ~7日間

P70 ニューイメージ FTF テープ付				
	平面 オストメイト専用 テープ付		44mm 13~32mm	57mm 13~44mm
			44mm 16mm/19mm/22mm/25mm/29mm/32mm	57mm 35mm/38mm/44mm


P70 ニューイメージ FTF				
	平面		44mm 13~32mm	57mm 13~44mm
			44mm 16mm/19mm/22mm/25mm/29mm/32mm	57mm 35mm/38mm

P71 ニューイメージ FTF 凸面 テープ付				
	凸面 オストメイト専用 テープ付		44mm 13~25mm	57mm 13~38mm
			44mm 16mm/19mm/22mm/25mm	57mm 29mm/32mm/35mm/38mm

P71 ニューイメージ FTF 凸面				
	凸面		44mm 13~25mm	57mm 13~38mm
			44mm 22mm/25mm	57mm 29mm/32mm

FF フォーマフレックス皮膚保護剤

装着期間の目安 ~5日間

P72 ニューイメージ FFF テープ付				
	平面 オストメイト専用 テープ付		44mm 13~32mm	57mm 16~43mm
			44mm 16~57mm	

セラプラス™ セラプラス™ 皮膚保護剤

~5日間



やわぴた 面板 セラプラス™ (二品系) やわらかい凸面

- スキンケア成分(セラミド)配合
- やわらかい凸面による優れた追従性
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート



伸縮性テープ



新浮動型フランジ*



超うす型フランジ



センターポイントロック

*長めのスリーブを採用




製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
11702	13~25mm	44mm	10.2×10.2cm	5枚/箱	4,550円 (非課税)
11703	13~38mm	57mm	12.7×12.7cm		
11704	13~51mm	70mm			



プレ
カット

製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
11903	22mm	44mm	10.2×10.2cm	5枚/箱	4,550円 (非課税)
11904	25mm				
11905	29mm	57mm	12.7×12.7cm		
11906	32mm				

セラミドを配合することにより健康な肌を支えます。

セラミドは「皮膚のバリア機能」を保つ成分

細胞間の隙間を満たしてうるおいを保ち、外部刺激から守る

隙間を満たす脂質

セラミドは皮膚の一番外側の層にある脂質で細胞の間の隙間を満たしています。⁷⁾

皮膚のバリア

セラミドは細胞同士をつなぎとめ必要な水分が逃げださないよう皮膚のバリアを形成しています。⁷⁾

うるおいを保つ

それにより、健康な皮膚に必要なうるおいを保ち、外部刺激や細菌から皮膚を守るのを助けます。

左記内容は動画でご覧いただけます。



ストーマ保有者の方への説明用にも使えるアニメーション動画です。

「皮膚とセラミドの関係」

健康な皮膚＝セラミドが豊富⁷⁾

⁷⁾参考文献 Elias, P., 1988. Structure and Function of the Stratum. Drug Development Research, 13(97)

セラプラス™ セラプラス™ 皮膚保護剤

~5日間



ニューイメージ セラプラス™ テープ付 平面

- スキンケア成分(セラミド)配合
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート



伸縮性テープ



浮動型フランジ



超うす型フランジ



センターポイントロック

製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
11202	13~32mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	3,550円 (非課税)
11203	13~44mm	57mm			
11204	13~57mm	70mm	12.6×12.6cm		





製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
112013	22mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	3,550円 (非課税)
112014	25mm				
112015	29mm				
112016	32mm				
112017	35mm	57mm			
112018	38mm				

ニューイメージ セラプラス™ 平面

- スキンケア成分(セラミド)配合



浮動型フランジ



超うす型フランジ



センターポイントロック



テーパースエッジ形状

製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15102	13~32mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	3,550円 (非課税)
15103	13~44mm	57mm			
15104	13~57mm	70mm	12.6×12.6cm		



プレカット

製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
151113	22mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	3,550円 (非課税)
151114	25mm				
151115	29mm				
151116	32mm				
151117	35mm	57mm			
151118	38mm				

二品系装具

面板

特長

ストーマ袋

特長

面板

消化管用
ストーマ袋
開放型

消化管用
ストーマ袋
閉鎖型

消化管用
ストーマ袋
キヤップ式

ストーマ袋
尿路用

セラプラス™ セラプラス™ 皮膚保護剤

~5日間



ニューイメージ セラプラス™ 凸面 テープ付 凸面

- スキンケア成分(セラミド)配合
- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート



伸縮性
テープ



浮動型
フランジ



超うす型
フランジ



センターポイント
ロック



製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
11402	13~25mm	44mm	10.2×10.2cm	5枚/箱	4,750円 (非課税)
11403	13~38mm	57mm	12.7×12.7cm		
11404	13~51mm	70mm			



製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
11503	22mm	44mm	10.2×10.2cm	5枚/箱	4,750円 (非課税)
11504	25mm				
11505	29mm	57mm	12.7×12.7cm		
11506	32mm				

ニューイメージ セラプラス™ 凸面 凸面

- スキンケア成分(セラミド)配合
- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止



浮動型
フランジ



超うす型
フランジ



センターポイント
ロック



テーバー
エッジ形状



製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15302	13~25mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	4,750円 (非課税)
15303	13~38mm	57mm			
15304	13~51mm	70mm	12.6×12.6cm		



製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
153103	22mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	4,750円 (非課税)
153104	25mm				
153105	29mm	57mm			
153106	32mm				

SF ソフトフレックス皮膚保護剤

~4日間

ニューイメージ SFF 平面

- 頻回交換が必要な時や毎日交換によるコストをおさえたい時に



浮動型
フランジ




超うす型
フランジ




センターポイント
ロック



テーバー
エッジ形状



製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15002	13~32mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	3,650円 (非課税)
15003	13~44mm	57mm			
15004	13~57mm	70mm	12.6×12.6cm		



製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
16503	22mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	3,650円 (非課税)
16504	25mm				
16505	29mm				
16506	32mm				
16507	35mm	57mm			
16508	38mm				

二品系装具

面板

特長

ストーマ袋

特長

面板

消化管用
ストーマ袋
開放型

消化管用
ストーマ袋
閉鎖型

消化管用
ストーマ袋
キヤップ式

ストーマ袋
尿路用


FW フレックスウェア皮膚保護剤
~5日間

やわぴた 面板(二品系) やわらかい凸面

- やわらかい凸面による優れた追従性
- 外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- 優れた皮膚保護性と耐久性



※長めのスリーブを採用



製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
13102	13～25mm	44mm	10.2×10.2cm	5 枚/箱	4,650円 (非課税)
13103	13～38mm	57mm	12.7×12.7cm		
13104	13～51mm	70mm			




製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
13303	22mm	44mm	10.2×10.2cm	5 枚/箱	4,650円 (非課税)
13304	25mm		12.7×12.7cm		
13305	29mm				
13306	32mm				

FW フレックスウェア皮膚保護剤
~5日間

ニューイメージ FWF テープ付 平面

- 外縁部はテープを採用し、密着をサポート
- 優れた皮膚保護性と耐久性



製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
14202	13~32mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	3,650円 (非課税)
14203	13~44mm	57mm			
14204	13~57mm	70mm	12.6×12.6cm		
14206	0~89mm	102mm	15.7×15.7cm		6,600円(非課税)


※102mm のみフランジの厚さが異なります。




製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
14301	16mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	3,650円 (非課税)
14302	19mm				
14303	22mm				
14304	25mm				
14305	29mm				
14306	32mm				
14307	35mm	57mm			
14308	38mm				
14309	44mm				

ニューイメージ FWF 平面

- 優れた皮膚保護性と耐久性



製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15202	13~32mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	4,550円 (非課税)
15203	13~44mm	57mm			
15204	13~57mm	70mm	12.6×12.6cm		



製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
16401	16mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	4,550円 (非課税)
16402	19mm				
16403	22mm				
16404	25mm				
16405	29mm				
16406	32mm				
16407	35mm	57mm			
16408	38mm				

FWフレックスウェア皮膚保護剤
~5日間

ニューイメージ FWF 凸面テープ付 凸面

- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- 外縁部はテープを採用し、密着をサポート
- 優れた皮膚保護性と耐久性






製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
13402	13~25mm	44mm	10.2×10.2cm	5 枚/箱	4,900円 (非課税)
13403	13~38mm	57mm	12.7×12.7cm		
13404	13~51mm	70mm			



プレ
カット

製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
13503	22mm	44mm	10.2×10.2cm	5 枚/箱	4,900円 (非課税)
13504	25mm		12.7×12.7cm		
13505	29mm	57mm			
13506	32mm				

ニューイメージ FWF 凸面 凸面

- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- 優れた皮膚保護性と耐久性



製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15402	13~25mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	5,600円 (非課税)
15403	13~38mm	57mm			
15404	13~51mm	70mm	12.6×12.6cm		



プレ
カット

製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15503	22mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚/箱	5,600円 (非課税)
15504	25mm				
15505	29mm	57mm			
15506	32mm				

FTフレックステンド皮膚保護剤
~7日間

ニューイメージ FTF テープ付 平面

- 外縁部はテープを採用し、密着をサポート
- 水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮



製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
14602	13~32mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	5,600円 (非課税)
14603	13~44mm	57mm			
14604	13~57mm	70mm	12.6×12.6cm		7,600円(非課税)
14606	0~89mm	102mm	15.7×15.7cm		

※102mm のみフランジの厚さが異なります。

製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
14701	16mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	5,600円 (非課税)
14702	19mm				
14703	22mm				
14704	25mm				
14705	29mm				
14706	32mm				
14707	35mm	57mm			
14708	38mm				
14709	44mm				

ニューイメージ FTF 平面

- 水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮



製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15602	13~32mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	5,100円 (非課税)
15603	13~44mm	57mm			
15604	13~57mm	70mm	12.6×12.6cm		

製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
16101	16mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	5,100円 (非課税)
16102	19mm				
16103	22mm				
16104	25mm				
16105	29mm				
16106	32mm				
16107	35mm	57mm			
16108	38mm				

FT フレックステンド皮膚保護剤
~7日間

ニューイメージ FTF 凸面テープ付 凸面

- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- 外縁部はテープを採用し、密着をサポート
- 水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮






製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
13802	13~25mm	44mm	10.2×10.2cm	5 枚/箱	6,600円 (非課税)
13803	13~38mm	57mm	12.7×12.7cm		
13804	13~51mm	70mm			



プレ

カット

製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格					
13901	16mm	44mm	10.2×10.2cm	5 枚/箱	6,600円 (非課税)					
13902	19mm									
13903	22mm									
13904	25mm									
13905	29mm	57mm	12.7×12.7cm							
13906	32mm									
13907	35mm									
13908	38mm									
13909	41mm									
13910	44mm	70mm								
13911	51mm									

FF フォーマフレックス皮膚保護剤
~5日間

ニューイメージ FFF テープ付 平面

- ストーマサイズに合わせて成形が可能
- 外縁部はテープを採用し、さらなる密着をサポート




製品番号	成形可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
14102	13~32mm	44mm	10.8×10.8cm	5枚/箱	5,600円 (非課税)
14103	16~43mm	57mm			
14104	16~57mm	70mm	12.8×12.8cm		


フォーマフレックス皮膚保護剤の特長

“シェイプフィット(成形可能)”の皮膚保護剤です。

フォーマフレックス皮膚保護剤を採用したことにより、形状をストーマに合わせて成形することが可能です。
ハサミ等を使用する事なく、手を使ってサイズや形の調整が行えます。



様々な形状のストーマに対応が可能です。



ニューイメージ FTF 凸面 凸面

- 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- 水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮






製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15802	13~25mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚/箱	6,150円 (非課税)
15803	13~38mm	57mm			
15804	13~51mm	70mm	12.6×12.6cm		



製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15903	22mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚/箱	6,150円 (非課税)
15904	25mm				
15905	29mm	57mm			
15906	32mm				

ニューイメージ ロックンロール

- 高性能AF300オストミーフィルター内蔵
- ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖





ウルトラ
クリア

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18192	44mm	30×14.5cm	10枚/箱	3,900円 (非課税)
18193	57mm			
18194	70mm			



肌色	製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	18182	44mm	30×14.5cm	10枚/箱	3,900円 (非課税)
	18183	57mm			
	18184	70mm			

ニューイメージ ド레인 ロックンロール

- ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖
- ウルトラクリアフィルムでストーマの観察が容易





ウルトラ クリア	製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	18002	44mm	30×14.5cm	10枚/箱	3,400円 (非課税)
	18003	57mm			
	18004	70mm			
	18006	102mm	30×18cm		5,100円(非課税)

※102mm のみストーマ袋の形状が異なります。

ニューイメージ フィルター付 ド레인

- 高性能AF300オストミーフィルター内蔵
- 閉鎖にはドレインストッパー肌を使用



ウルトラクリア

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18162	44mm	30×14.5cm	10枚/箱	3,800円 (非課税)
18163	57mm			
18164	70mm			

※ドレインストッパー肌 1 個付

※ドレインストッパー肌 1 個付




肌色	製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	18142	44mm	30×14.5cm	10枚/箱	3,800円 (非課税)
	18143	57mm			
	18144	70mm			

※ドレインストッパー肌 1 個付

※ドレインストッパー肌 1 個付

ニューイメージ ド레인

- 閉鎖にはドレインストッパー肌を使用





製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18102	44mm	30×14.5cm	10枚/箱	2,500円 (非課税)
18103	57mm			
18104	70mm			

※ドレインストッパー肌 1 個付

※ドレインストッパー肌 1 個付



肌色	製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	18122	44mm	30×14.5cm	10枚/箱	2,500円 (非課税)
	18123	57mm			
	18124	70mm			

※ドレインストッパー肌 1 個付

※ドレインストッパー肌 1 個付

ニューイメージ ロックンロール ミニ

- 高性能AF300オストミーフィルター内蔵
- ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖
- 小柄な方、入浴、スポーツなどに



透明	製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	18292	44mm	22×14.5cm	20枚/箱	7,200円 (非課税)
	18293	57mm			



肌色	製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	18282	44mm	22×14.5cm	20枚/箱	7,200円 (非課税)
	18283	57mm			

ニューイメージ ミニドレイン肌

- 閉鎖にはドレインストッパー肌を使用
- 小柄な方、入浴、スポーツなどに



肌色	製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	18202	44mm	23×13.5cm	10枚/箱	2,500円 (非課税)
	18203	57mm			

※ドレインストッパー肌 1 個付

ニューイメージ ミニクローズ

- 高性能AF300オストミーフィルター内蔵
- 小柄な方、入浴、スポーツなどに



ウルトラ クリア	製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	18382	44mm	18×15cm	30枚/箱	8,100円 (非課税)
	18383	57mm			
	18384	70mm			



肌色	製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	18392	44mm	18×15cm	30枚/箱	8,100円 (非課税)
	18393	57mm			
	18394	70mm			

キャップの ストーマ袋

- 大きな口径で残渣が詰まりにくく、便性の変化に対応
- やわらかい素材で絞出しが容易
- 大きめタブ付キャップで開閉が容易



ベルトタブ



ウルトラ
クリア

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18022	44mm	34×14.5cm	5枚/箱	2,750円 (非課税)
18023	57mm			
18024	70mm			

キャップの シリーズ ドレナージ方法

キャップのシリーズのドレナージ方法は、2つの方法よりお選びいただけます。

① 専用排液バッグとの直接接続

New

キャップのシリーズ専用 排液バッグ

- 排泄物の詰まりを防ぐ大きな口径
- ロック式接続でひねるだけで確実にロック。固定の手間と外れるリスクを軽減。



製品番号	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
5551	10枚/箱	5,800円	6,380円

※容量：2,000ml（逆流防止弁なし・未滅菌）
※専用ハンガー 1本付



ロック部

② 一般的な蓄尿袋との接続(コネクターが必要)

キャップのシリーズ専用 コネクター

- ロック式接続でひねるだけで確実にロック。固定の手間と外れるリスクを軽減。



製品番号	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7332	5個/袋	80円	88円

※排泄物の性状により詰まり、流れにくい場合があります。流れが悪い場合は、コネクターの使用による併用は避けください。
※使用時は、蓄尿袋のチューブの先端部をカットし、チューブ部分にコネクターの先端（細い方）を接続ください。



ロック部

ニューイメージ イレオストミーパウチ

- 排出量の多いイレオストミー用ストーマ袋
- ソフトタブで簡単に排出処理が可能



超うす型
フランジ



センターポイント
ロック



肌様
不織布



ベルトタブ



ウルトラ
クリア

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18012	44mm	32×18.8cm	10枚/箱	5,300円 (非課税)
18013	57mm			
18014	70mm			
18016	102mm			7,100円(非課税)

二品系装具

面
板

特長

スト
ー
マ
袋

特長

面
板

消化管
用
スト
ー
マ
袋
開放型

消化管
用
スト
ー
マ
袋
閉鎖型

消化管
用
スト
ー
マ
袋
キャップ式

スト
ー
マ
袋
尿
路
用

ニューイメージ ウロS

- ストーマ袋が均一に膨らむマルチチャンバー構造
- 開閉がしやすい排出量調整口
- やわらかく違和感を軽減した排出量調整口
- ウルトラクリアフィルムはストーマの観察が容易



ウル
トラ
ク
リ
ア

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18902	44mm	24.8×14.7cm	10枚/箱	5,900円 (非課税)
18903	57mm			
18904	70mm			


※ウロ接続管 S 3 本付



肌
色

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18912	44mm	24.8×14.7cm	10枚/箱	5,900円 (非課税)
18913	57mm			
18914	70mm			

※ウロ接続管 S 3 本付



その他アクセサリ


アクセサリー アダプトシリーズ

Pick Up

アダプト セラシール



アダプト セラリング
(凸面・凸面/オーバル)



アダプト外周シール



アクセサリー
アダプトシリーズ

◆◆

いつでもスッキリ

泡つるりん(236mlボトル／8mlパック)

アダプト消臭潤滑剤 **消臭潤滑剤**

- 優れた潤滑効果で、簡単にストーマ袋からの排出が可能
- 高い消臭効果で、排泄物のおいをコントロール
- 界面活性剤成分がストーマ袋内の清潔を保持
- 各種消臭ガス抜きフィルターの効果を助長
- ストーマ袋にダメージを与えない水溶性

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
78500	236mlボトル	1本/箱	2,800円	3,080円
78501	8mlパック	50枚/箱	3,800円	4,180円

主成分：精製水、プロピレングリコール、ポロキサマー188NF、N-エチレン
N-SOYAモルホリニウムエソサルフェート、ヒドロキシエチルセルロース、
オクトキシノール-9、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、
ブチルパラベン、プロピルパラベン、イソブチルパラベン、水酸化ナトリウム



泡つるりん 使用方法

STEP1 入れる

泡つるりん 約5ml※をストーマ袋の中に入れます。
※小さじ1杯程度、パックの場合は1袋全て

ストーマの袋の裾から入れる場合




フレンジ部分から入れる場合




STEP2 なじませる

ストーマ袋全体に泡つるりんをなじませます。




STEP3 泡を確認

ストーマ袋の中全体に泡が確認できれば完了です。
※しばらくすると泡は消えますが、全体に広がった“泡つるりん”により消臭・潤滑効果を発揮します。




泡つるりんは、約90%以上の満足度
泡のサインで高い消臭・潤滑効果を発揮します。

泡つるりん
消臭効果



泡つるりん
潤滑効果



アダプト消臭潤滑剤-ストーマ保有者の要求に応える製品実験結果と使用者評価の結果
Richard I. Murahata, Ph.D., Bettakeri Udayakumar, Ph.D., Michael Riemer, B.S., Paris Purnell R.N., S.T.N., and Thomas Nichols, M.S., M.B.A.・Hollister Incorporated, Libertyville, Illinois, USA

m9 消臭スプレー

空間消臭剤

- ポンプスプレータイプの空間消臭剤
- 優れた消臭効果で器具交換時の便や尿の臭いを軽減
- 空中に2〜3回噴霧して使用(必要に応じて回数を増やして下さい。
直接ストーマや肌に向けての使用はおやめ下さい)
- 無香料

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7732	60mlボトル	1本/箱	1,400円	1,540円
7733	240mlボトル	1本/箱	2,800円	3,080円

主成分：精製水、フェノキシエタノール、クエン酸第二銅2ナトリウム、
メチルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン、プロピルパラベン、
イソブチルパラベン、クエン酸




きっちり補う

アダプト セラシール

用手成形皮膚保護剤

フレックステンドM皮膚保護剤+セラミド

- スキンケア成分(セラミド)配合
- 非常にやわらかく様々な用途にて使用可能な用手成形皮膚保護剤
- 皮膚にしっかり密着し、腹壁の動きにも追従
- 排泄物に対して優れたpHコントロールを発揮



製品番号	製品名	規 格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
8805	アダプト セラシール	直径48mm 厚さ4.45mm	10枚/箱	5,000円	5,500円
8815	アダプト セラシール スリム	直径48mm 厚さ2.30mm		3,000円	3,300円


成分：CMC、ベクチン、フルイドPIB、マイクロファイバー、セラミド

アダプト皮膚保護シール

用手成形皮膚保護剤

フレックステンドM皮膚保護剤

- 非常に柔らかく、さまざまな用途にて使用可能な用手成形皮膚保護剤
- 皮膚にしっかり密着し、腹壁の動きにも追従
- 排泄物に対して優れたpHコントロールを発揮




製品番号	製品名	規 格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7805	アダプト皮膚保護シール	直径48mm 厚さ4.45mm	10枚/箱	5,000円	5,500円
7806		直径98mm 厚さ2.30mm		6,200円	6,820円
7815	アダプト皮膚保護シール スリム	直径48mm 厚さ2.30mm		2,500円	2,750円

成分：CMC、ベクチン、フルイドPIB、マイクロファイバー

アダプトシリーズ
用手成形皮膚保護剤の特長

流動性の高いPIB、柔軟性と耐久性の高いマイクロファイバー、pH値緩衝作用のある親水性コロイド(ベクチン、CMC)の配合により、形状変更のしやすさと形状維持の両方を実現。



使用方法

伸ばす

ちぎる

整える

曲げる

その他の使用方法

指やはさみでカットして成形

ストーマの周囲を囲むように

シワやくぼみを補正するように

スリムタイプ 使用方法

薄いスリムタイプだから、カット不要、貼るだけ。

お肌に直接貼る

面板の上に貼る



きっちり補う

アダプト セラリング(凸面)


リング状皮膚保護剤

フレックステンド皮膚保護剤+ セラミド

- スキンケア成分(セラミド)配合
- 排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護
- 面板と併用して、浅い凸面構造を成形可能

製品番号	規格(内径)	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
89520	20mm	10枚/箱	3,000円	3,300円
89530	30mm			
89540	40mm			

成分: CMC、ベクチン、PIB、SIS、セラミド



アダプト セラリング(凸面/オーバル)


リング状皮膚保護剤

フレックステンド皮膚保護剤+ セラミド

- スキンケア成分(セラミド)配合
- オーバル(楕円)形状のリング状皮膚保護剤
- ストーマ周囲のしわにも追従
- 面板と併用して、浅い凸面構造を成形可能

製品番号	規格(内径)	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
89601	22×38mm	10枚/箱	3,500円	3,850円
89602	30×48mm			
89603	38×56mm			

成分: CMC、ベクチン、PIB、SIS、セラミド



アダプト皮膚保護凸面リング


リング状皮膚保護剤

フレックステンド皮膚保護剤

- 排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護
- 面板と併用して、浅い凸面構造を成形可能

製品番号	規格(内径)	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
79520	20mm	10枚/箱	3,000円	3,300円
79530	30mm			
79540	40mm			

成分: CMC、ベクチン、PIB、SIS



アダプト皮膚保護凸面リング オーバル


リング状皮膚保護剤

フレックステンド皮膚保護剤

- オーバル(楕円)形状のリング状皮膚保護剤
- ストーマ周囲のしわにも追従
- 面板と併用して、浅い凸面構造を成形可能

製品番号	規格(内径)	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
79601	22×38mm	10枚/箱	3,500円	3,850円
79602	30×48mm			
79603	38×56mm			

成分: CMC、ベクチン、PIB、SIS




陥凹型ストーマの方や柔らかい凸面を使用したい方に

- さまざまな腹壁にフィットする、柔らかい凸面タイプの皮膚保護剤です。
- 装具と併用することで浅い凸面や深く柔らかい凸面を成形できます。
- 平坦な側を面板側に装着して使用します。



伸ばす

重ねる



硬性凸面型面板に重ね深い凸面を成形



きっちり補う

アダプト外周シール

■ 面板外周部固定用シール(ハイドロコロイド素材)

- 柔軟性のあるハイドロコロイド素材で、腹壁に自然に密着し動きにびったり追従
- コンパクトだから貼りやすい
- はがれが気になる場所に「だけ」貼れる
- ムダ無く使えてリーズナブル

製品番号	規 格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
79402	長さ12.8cm×幅4.0cm	30枚/ケース	2,550円	2,805円



アダプト外周シール 使用方法



しっかりと密着させるために、きれいに清拭し、よく乾かします。その後、面板を貼付します。



外周シールの両端をもって、中指側(山折り)に折り曲げながら軽く引っ張ります。(シールの裏紙が浮き上がります。)



片方のシールの裏紙をはがします。



面板の外周に沿わずように貼り付けます。次に残りのシールの裏紙もはがし、貼り付けます。

- ・必要な枚数を同じ方法で貼付してください
- ・面板の交換時期に合わせて一緒に交換してください(はがす際は、近くの皮膚をおさえながら、ゆっくり丁寧にはがしてください。アダプトはくり剤シリーズを使用するとスルッと簡単にはがせます。)
- ・ホリスターのオストメイト専用テープ付面板と併用することもできます。

アダプト皮膚保護ペースト 60g／ミニペースト

■ 練状皮膚保護剤

- 皮膚のしわ、くぼみを補正する練状皮膚保護剤
- 排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護
- 絞りだしが簡単なラミネートチューブ
- アルコール含有(皮膚障害のある部位への使用はご注意下さい)

製品番号	規 格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
79300	60g	1本/箱	2,500円	2,750円
79301	14g	20本/箱	17,600円	19,360円



主成分：PVM/MA コポリマのブチルエステル、エチルアルコール、ペクチン、ポリソルベート20、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、ポリエチレンファイバー、シリカ、Nブチルアルコール、アラントイン、メチルパラベン、ブチルパラベン

フレックステンド 皮膚保護シート

■ 板状皮膚保護剤

フレックステンド皮膚保護剤

- フレックステンド皮膚保護剤を使用
- 皮膚のしわ、くぼみを補正する板状皮膚保護剤
- 排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護
- 片面粘着タイプ

製品番号	規 格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
8800	10.2×10.2cm	5枚/箱	4,250円	4,675円
8801	20.4×20.4cm	3枚/箱	7,740円	8,514円

成分：CMC、ペクチン、PIB、SIS

プレミアム 皮膚保護シート

■ 板状皮膚保護剤

- 皮膚のしわ、くぼみを補正する板状皮膚保護剤
- 排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護
- 片面粘着タイプ

製品番号	規 格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7900	10×10cm	5枚/箱	3,400円	3,740円
7901	20×20cm	4枚/箱	8,240円	9,064円

主成分：ポリイソブチレン、ゼラチン、ペクチン、カルボキシメチルセルロース

ホリスター スキンバリア

■ 板状皮膚保護剤

- 皮膚のしわ、くぼみを補正する板状皮膚保護剤
- 排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護
- 両面粘着タイプ

製品番号	規 格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7700	10×10cm	5枚/箱	3,200円	3,520円
7701	20×20cm	4枚/箱	7,720円	8,492円

主成分：ポリイソブチレン、ゼラチン、ペクチン、カルボキシメチルセルロース

 しっかり守る

アダプトストーマパウダー 28.3g

粉状皮膚保護剤

- ストーマ周囲などの皮膚を保護する粉状皮膚保護剤
- 皮膚障害のある部位に薄く充填し、面板の密着を補助

製品番号	規 格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7906	28.3g	1本/箱	1,100円	1,210円

主成分：ゼラチン、ペクチン、カルボキシメチルセルロース



ストーマ周囲皮膚に
軽いびらんがある方に

- 装着した装具とストーマの隙間に充填し、皮膚への排泄物の付着を防ぎます。
 - 皮膚障害部位など湿った環境に薄く充填することで皮膚保護剤の密着を補助します。
- ※余分なパウダーは軽く振り落としてから面板を貼付してください。

振りかける



アダプト保護膜パック

皮膚被膜剤

- スキンケア成分配合
(アロエベラ脱色全葉エキス+ヒアルロン酸ナトリウム 配合)
- 水分ベースなので、肌から必要な油分や水分を奪わない
- 高い透湿性で自然な皮膚呼吸を妨げない
- 低刺激で肌にやさしい、ノンアルコール

製品番号	規 格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7917R	50枚	50枚/箱	2,000円	2,200円

主成分：水分ベース(ノンアルコール)、水分、PVP、プチレングリコール、酢酸ビニル・ビニルピロリドン共重合体、アロエベラ脱色全葉エキス、ヒアルロン酸ナトリウム、オクトキシノール-9、PED-12 ジメチコンエデト酸二ナトリウム、ジアゾニジル尿素、3-ヨード-2-カルバミン酸塩



アダプト保護膜パック 使用方法

1. 使用する前に、皮膚を清潔で乾いた状態にします。
 2. アダプト保護膜パックを薄くまんべんなく塗り、乾かします。
- ※ 傷のある皮膚面(びらん、ただれ、褥瘡等)や敏感な場所(目や目の周辺)には使用できません。

 やさしくはがす

アダプト剥離剤スプレー

粘着剥離剤

- 皮膚保護剤をしっかりと剥離、のり残りの心配なし
- 剥離後、肌はサラサラで装具交換をより簡単に(シリコン素材使用)
- お肌に低刺激のノンアルコール剥離剤

製品番号	規 格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7737	50ml	1本/箱	1,900円	2,090円


主成分：ヘキサメチルジシロキサン

加圧ガス：ニトロゲン



とく らく
得楽タイプ

どの角度からでも
スプレー可能



アダプト剥離剤パック

粘着剥離剤

- 皮膚保護剤をしっかりと剥離、のり残りの心配なし
- 剥離後、肌はサラサラで装具交換をより簡単に(シリコン素材使用)
- お肌に低刺激のノンアルコール剥離剤
- パックは必要分だけ持ち運べるので外出にも便利

製品番号	規 格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7760	50枚	50枚/箱	1,800円	1,980円

主成分：ヘキサメチルジシロキサン



剥離剤 使用方法

1. 皮膚保護剤や粘着テープの端を剥がし、剥離剤を使用し優しく剥がします。
2. 皮膚保護剤や粘着テープが皮膚から完全に剥がれたら、粘着剤の残りを優しく拭き取ります。
3. 皮膚を水と石鹸で洗い、よくすすぎ、水分を十分に拭き取ります。

※スプレーは、振らずに使用できます。

[注意事項]火気厳禁。直射日光、電気器具、熱源の近くでご使用しないでください。

その他アクセサリー

New

キャップのシリーズ専用 排液バッグ

- キャップのシリーズに直接接続できる専用排液バッグ
- 排泄物の詰まりを防ぐ大きな口径
- ロック式接続でひねるだけで確実にロック

製品番号	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
5551	10枚/箱	5,800円	6,380円

※容量：2,000ml（逆流防止弁なし・未滅菌）
※専用ハンガー 1本付



キャップのシリーズ専用コネクター

- キャップのシリーズを一般的な蓄尿袋への接続をする場合に使用
- ロック式接続でひねるだけで確実にロック

製品番号	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7332	5個/袋	80円	88円

※排泄物の性状により詰まり、流れにくい場合があります。流れが悪い場合は、コネクターの使用による併用は避け下さい。

※使用時は、蓄尿袋のチューブの先端部をカットし、チューブ部分にコネクターの先端（細い方）を接続ください。



アダプト オストミーベルト

- ストーマ装具固定用ベルト
- 腹壁へのストーマ装具の密着を補助

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7300-1	58～109cm	1本/箱	900円	990円



ドレインストッパー 肌

- コロストミー用、イレオストミー用装具に使用可能
- ストーマ袋の裾を安全に閉鎖

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
8770	弓状長さ9.8cm、幅1.7cm	20個/箱	6,200円	6,820円



消臭ガス抜きフィルター

- ストーマ袋からのにおいを消臭するガス抜きフィルター
- フィルター付カラヤ5ドレイン専用

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7766	20個+入浴用プラグ2個/パック	5パック/箱	4,200円	4,620円



カラヤペースト 128g

- 天然カラヤガムを使用した練状皮膚保護剤
- 排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護
- アルコール含有（皮膚障害のある部位への使用はご注意下さい）

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7910	128g	1本/箱	2,600円	2,860円




カラヤパウダー 71g

- 天然カラヤガムを使用した粉状皮膚保護剤
- 皮膚障害のある部位に薄く充填し、面板の密着を補助

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7905	71g	1本/箱	1,900円	2,090円



尿路用関連製品



尿路関連

尿路関連

ウロ接続管S

- ウロストミー用装具に使用可能
- レッグバッグなどへの接続の際に使用

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7331	長さ6.5cm 幅1.5cm	10本/箱	4,500円	4,950円



インケア・レッグバッグ(滅菌)

- あらゆる泌尿器用ストーマ袋や失禁製品に接続可能
- 尿をスムーズにバッグに溜めるので、長時間の外出や、快適な睡眠を得るために最適
- 足に装着するので、布団でもベッドでも使用可能
- 容量が大きくなっても目立たないタック構造
- 逆流防止弁付きで、感染の問題を軽減
- 臭いの心配がない防臭フィルム使用
- 尿の処理はワンタッチクランプで簡単対処
- 膀胱内留置カテーテルなどにも使用可能
- 再使用不可。交換目安は約1週間

製品番号	規格(内容量)	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
9814	540ml	10枚/箱	10,320円	11,352円
9805	900ml			



インケア・チューブ ラテックスフリー

- 天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの延長チューブ
- 特殊な長円形断面構造で、ねじれやつまりが起こりにくい
- 用途に応じて、滅菌、未滅菌が選択可能

製品番号	規格(長さ)	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
9345	46cm	10本/箱	5,160円	5,676円
9346 (滅菌)	46cm		6,720円	7,392円



チューブはしっかり差し込んでください。

インケア・ストラップ(2本1組)

- インケア・レッグバッグを足に固定するためのバンド

製品番号	規格(長さ)	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
9342	38cm	10組/箱	9,280円	10,208円
9343	58cm	3組/箱	2,800円	3,080円



レッグバッグセット540/レッグバッグセット900

- インケア・レッグバッグとインケア・チューブ、ストラップを組合わせたセット製品



製品番号	品名	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
9834	レッグバッグ セット540	インケア・レッグバッグ(滅菌)540ml 4枚 インケア・チューブラテックスフリー(46cm) 1本 インケア・ストラップ(58cm) 1組/箱	6,200円	6,820円
9835	レッグバッグ セット900	インケア・レッグバッグ(滅菌)900ml 4枚 インケア・チューブラテックスフリー(46cm) 1本 インケア・ストラップ(58cm) 1組/箱	6,200円	6,820円

ベッドサイド・ドレンバッグ(滅菌)

- チューブとバッグの内部を、滅菌済み
- 使い易いベッドハンガーとチューブを固定するシーツクリップが付属
- バッグは逆流防止弁とエアフィルター付きですので逆流感染の危険を低減可能
- テーパー型コネクターにより、各種のカテーテルや延長チューブなどと接続可能
- 検体採取のためのサンプルポートが付属
- 再使用不可。交換目安は約1週間

製品番号	規格(内容量)	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
9839	2000ml	20枚/箱	9,480円	10,428円



m9クリーナー

- インケア・レッグバッグなどの蓄尿容器に使用する濃縮液体クリーナー
- 添付の洗浄ボトルを用いて、温湯で希釈して使用(約60回分)
- 独自の配合により、尿による汚れ、臭い、付着固形分を除去
- 弱アルカリ性(約pH7.5)で刺激性がなく安心して使用可能

※本品はレッグバッグなどの交換期間を延ばすものではありません。
インケア・レッグバッグなどは衛生上、約1週間を目安に交換してください。

製品番号	規格(内容量)	包装内容	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7736	480ml	クリーナー 1本、 洗浄ボトル 1本/セット	1,960円	2,156円



成分：精製水、酢酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、グリセリン、オクトキシノール-9、
クエン酸第二銅2ナトリウム、アルキルアリルアルコキシカリウム塩、2-プロモ-2-
ニトロ-1,3-プロパンジオール



お子さま用装具

SF
 ソフトフレックス皮膚保護剤
 ~4日間

パウチキン
 未熟児用
 パウチ
 平面

- コットンファイバー配合により適度な耐久性と剥離刺激の軽減を実現



製品番号	カット可能サイズ	内容量	皮膚保護剤	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3777	0～16mm	10cc	5cm	11.3×6cm	15枚/箱	4,500円 (非課税)

※ツイストタイ密封金具 15 本付

パウチキン
 新生児用
 パウチ
 平面

- コットンファイバー配合により適度な耐久性と剥離刺激の軽減を実現
- 裾をカットして下部開放型としても使用可能



製品番号	カット可能サイズ	内容量	皮膚保護剤	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3778	縦35～ 横23mm	100cc	6.3cm	20×7.4cm	15枚/箱	5,250円 (非課税)

※ツイストタイ密封金具 15 本付

SF
 ソフトフレックス皮膚保護剤
 ~4日間

パウチキン
 小児用
 ツーピース
 SFF
 平面

- コットンファイバー配合により適度な耐久性と剥離刺激の軽減を実現



製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
3761	0～32mm	44mm	8.5×8.5cm	5枚/箱	3,350円 (非課税)

パウチキン
 小児用
 ツーピース
 ロックンロール

- ロックンロールマイクロシールで簡単に閉鎖



製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3799	44mm	20.5×11cm	10枚/箱	2,200円 (非課税)

パウチキン
 小児用
 ワンピース
 ロックンロール
 平面

- ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3796	0～38mm	7×7cm	20.5×11cm	10枚/箱	4,500円 (非課税)

パウチキン
 こども用
 ワンピース
 ロックンロール
 平面

- ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖
- エアースペースにより装着時の皮膚の休息を実現



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3795	0～51mm	10.3×10cm	22×14.5cm	10枚/箱	5,000円 (非課税)

その他製品

カラヤ5皮膚保護剤

天然カラヤガムをベースに作られたカラヤ5シールリングを使用しています。(CMC含有)
 柔らかい凸面の構造で、乾いた皮膚にも湿った皮膚にも密着し、ストーマ周囲の皮膚にびったり密着します。
 ※装着期間の目安：1～2日間(個人差があり、使用状況によって期間は異なります。)

フィルター付
 カラヤ5
 ドレイン

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3668	32mm	22mm	10.8×10.8cm	30×16.3cm	15枚/箱	12,300円 (非課税)
3663	38mm	29mm				
3669	44mm	35mm				
3664	51mm	38mm				

※消臭ガス抜きフィルター 20 個、入浴用プラグ 2 個、ドレインストッパー肌 1 個付



カラヤ5
 ドレイン

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3608	32mm	22mm	10.8×10.8cm	30×16.3cm	15枚/箱	9,000円 (非課税)
3603	38mm	29mm				
3609	44mm	35mm				
3604	51mm	38mm				
3605	64mm	51mm	12.8×12.8cm			
3606	76mm	64mm				

※ドレインストッパー肌 1 個付



カラヤ5
 クローズ

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3323	38mm	29mm	10.8×10.8cm	23×16.3cm	30枚/箱	11,400円 (非課税)
3329	44mm	35mm				



カラヤ5
 ウロ

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
1432	25mm	16mm	10.8×10.8cm	23×15.4cm	10枚/箱	8,900円 (非課税)
1438	32mm	22mm				
1433	38mm	29mm				
1439	44mm	35mm				

※ウロ接続管* 1 本付、ウロキャップ 2 個付 *順次ウロ接続管 S に変更予定。



ストマドレイン
 KL

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3278	32mm	22mm	10.8×10.8cm	40×16.3cm	30枚/箱	13,500円 (非課税)
3273	38mm	29mm				
3279	44mm	35mm				
3274	51mm	38mm				
3275	64mm	51mm	12.8×12.8cm			

※ドレインストッパー肌 1 個付



ストマドレイン
 KS

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3228	32mm	22mm	10.8×10.8cm	30×16.3cm	30枚/箱	13,500円 (非課税)
3223	38mm	29mm				
3229	44mm	35mm				
3224	51mm	38mm				

※ドレインストッパー肌 1 個付



ストマドレイン
 Q
 肌

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3113	38mm	29mm	10.8×10.8cm	30×16.3cm	30枚/箱	13,500円 (非課税)
3119	44mm	35mm				

※ドレインストッパー肌 1 個付



カラヤシリーズ
 こども用

こども用
 カラヤ5
 ドレイン

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3238	32mm	22mm	10.8×10.8cm	23×13.6cm	30枚/箱	9,300円 (非課税)
3233	38mm	29mm				
3239	44mm	35mm				

※ドレインストッパー肌 1 個付



凸面 コンパクト ド레인

SF
 ~4日間

凸面



製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
3280	19mm	10枚/箱	11,000円 (非課税)
3281	22mm		
3282	25mm		
3283	29mm		
3284	32mm		
3285	35mm		
3286	38mm		

※ドレインストッパー肌 1 個付、ツイストタイ密封金具 10 本付

お好みカット しなやかド레인 肌

SF
 ~4日間

平面



製品番号	カット可能サイズ	包装単位	価 格
3250	13~64mm	10枚/箱	5,400円 (非課税)

※ドレインストッパー肌 1 個付、ツイストタイ密封金具 10 本付

凸面 しなやかド레인

FW
 ~5日間

凸面



製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
3613	29mm	10枚/箱	11,000円 (非課税)
3614	32mm		

※ドレインストッパー肌 1 個付

2023年3月末販売終了（製品番号：3261、3263）

凸面 しなやかド레인 肌

SF
 ~4日間

凸面



製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
○ 3261	22mm	10枚/箱	11,000円 (非課税)
3262	25mm		
○ 3263	29mm		
3264	32mm		
3265	35mm		
3266	38mm		

※ドレインストッパー肌 1 個付、ツイストタイ密封金具 10 本付

2023年3月末販売終了

お好みカット しなやか クローズ 肌

SF
 ~4日間

平面



製品番号	カット可能サイズ	包装単位	価 格
○ 3470	13~64mm	30枚/箱	12,000円 (非課税)

2023年3月末販売終了（製品番号：3473）

しなやか クローズ 肌

SF
 ~4日間

平面



製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
3478	32mm	30枚/箱	12,000円 (非課税)
○ 3473	38mm		

ストマキャップ MC



製品番号	規 格	包装単位	価 格
3184	51mm	30枚/箱	7,800円 (非課税)

製品番号の前に○がついている製品は、2023年3月末をもって販売を終了いたします。
 （在庫状況により販売が前倒しになる可能性があります。）

凸面
 しなやか
 ウロ
 FW
 ~5日間



製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
1482	19mm	10枚/箱	12,900円 (非課税)
1483	22mm		
1484	25mm		
1485	29mm		

※ウロ接続管 S 1 本付、ウロキャップ 2 個付

お好みカット
 肌
 ウロ
 SF
 ~4日間



製品番号	カット可能サイズ	包装単位	価 格
1401	13~64mm	10枚/箱	9,800円 (非課税)

※ウロ接続管 S 1 本付、ウロキャップ 10 個付

はだ
 ウロ
 SF
 ~4日間



製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
1447	19mm	10枚/箱	9,800円 (非課税)
1442	25mm		
1448	32mm		
1443	38mm		

※ウロ接続管 *1 本付、ウロキャップ 2 個付
 * 順次ウロ接続管 S に変更予定。

凸面
 はだ
 ウロ
 SF
 ~4日間



製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
1450	13mm	10枚/箱	12,900円 (非課税)
1451	16mm		
1452	19mm		
1453	22mm		
1454	25mm		
1455	29mm		
1456	32mm		
1457	35mm		
1458	38mm		
1459	44mm		

※ウロ接続管 S 1 本付、ウロキャップ 2 個付

索引

単品系装具

製品番号	製品名	入数 / 箱	価格	単価 (参考)	課税区分	ページ
5310X	やわびた セラプラス (お好みカット)	10枚/箱	9,500	950	非課税	25
531XX	やわびた セラプラス (プレカット)	10枚/箱	9,500	950	非課税	25
5410X	やわびた セラプラス 素肌 (お好みカット)	10枚/箱	9,500	950	非課税	26
541XX	やわびた セラプラス 素肌 (プレカット)	10枚/箱	9,500	950	非課税	26
5400X	やわびた セラプラス 素肌 / 小さめサイズ (お好みカット)	10枚/箱	9,500	950	非課税	26
540XX	やわびた セラプラス 素肌 / 小さめサイズ (プレカット)	10枚/箱	9,500	950	非課税	26
53400	モデルマフレックス セラプラス ロックンロール (お好みカット)	10枚/箱	6,000	600	非課税	27
534XX	モデルマフレックス セラプラス ロックンロール (プレカット)	10枚/箱	6,000	600	非課税	27
54300	モデルマフレックス セラプラス ロックンロール 肌 (お好みカット)	10枚/箱	6,000	600	非課税	27
543XX	モデルマフレックス セラプラス ロックンロール 肌 (プレカット)	10枚/箱	6,000	600	非課税	27
5390X	モデルマフレックス セラプラス 凸面ロックンロール (お好みカット)	10枚/箱	9,500	950	非課税	28
539XX	モデルマフレックス セラプラス 凸面ロックンロール (プレカット)	10枚/箱	9,500	950	非課税	28
5480X	モデルマフレックス セラプラス 凸面ロックンロール 肌 (お好みカット)	10枚/箱	9,500	950	非課税	28
548XX	モデルマフレックス セラプラス 凸面ロックンロール 肌 (プレカット)	10枚/箱	9,500	950	非課税	28
52100	モデルマフレックス セラプラス クローズ 肌 (お好みカット)	30枚/箱	10,500	350	非課税	29
521XX	モデルマフレックス セラプラス クローズ 肌 (プレカット)	30枚/箱	10,500	350	非課税	29
28400	モデルマフレックス SF ロックンロール (お好みカット)	10枚/箱	5,200	520	非課税	30
284XX	モデルマフレックス SF ロックンロール (プレカット)	10枚/箱	5,200	520	非課税	30
28300	モデルマフレックス SF ロックンロール 肌 (お好みカット)	10枚/箱	5,200	520	非課税	30
283XX	モデルマフレックス SF ロックンロール 肌 (プレカット)	10枚/箱	5,200	520	非課税	30
28401	モデルマフレックス SF ロックンロール オーバル (お好みカット)	10枚/箱	6,800	680	非課税	31
28301	モデルマフレックス SF ロックンロール オーバル 肌 (お好みカット)	10枚/箱	6,800	680	非課税	31
28100	モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌 (お好みカット)	30枚/箱	14,100	470	非課税	31
281XX	モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌 (プレカット)	30枚/箱	14,100	470	非課税	31
2690X	モデルマフレックス SF 凸面ロックンロール (お好みカット)	10枚/箱	9,200	920	非課税	32
269XX	モデルマフレックス SF 凸面ロックンロール (プレカット)	10枚/箱	9,200	920	非課税	32
22500	モデルマフレックス SF クローズ (お好みカット)	30枚/箱	7,800	260	非課税	33
22100	モデルマフレックス SF クローズ 肌 (お好みカット)	30枚/箱	7,800	260	非課税	33
221XX	モデルマフレックス SF クローズ 肌 (プレカット)	30枚/箱	7,800	260	非課税	33
56910XX	やわびた (お好みカット)	10枚/箱	9,900	990	非課税	34
56911XX	やわびた (プレカット)	10枚/箱	9,900	990	非課税	34
56810XX	やわびた 素肌 (お好みカット)	10枚/箱	9,900	990	非課税	34
56811XX	やわびた 素肌 (プレカット)	10枚/箱	9,900	990	非課税	34
58400	モデルマフレックス FW ロックンロール (お好みカット)	10枚/箱	7,100	710	非課税	35
584XX	モデルマフレックス FW ロックンロール (プレカット)	10枚/箱	7,100	710	非課税	35

製品番号	製品名	入数 / 箱	価格	単価 (参考)	課税区分	ページ
58300	モデルマフレックス FW ロックンロール 肌 (お好みカット)	10枚/箱	7,100	710	非課税	35
583XX	モデルマフレックス FW ロックンロール 肌 (プレカット)	10枚/箱	7,100	710	非課税	35
5670X	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール (お好みカット)	10枚/箱	11,200	1,120	非課税	36
567XX	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール (プレカット)	10枚/箱	11,200	1,120	非課税	36
5660X	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール 肌 (お好みカット)	10枚/箱	11,200	1,120	非課税	36
566XX	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール 肌 (プレカット)	10枚/箱	11,200	1,120	非課税	36
857X	やわびた FT (お好みカット)	5枚/箱	4,980	996	非課税	37
867X	やわびた FT 素肌 (お好みカット)	5枚/箱	4,980	996	非課税	37
866X	やわびた FT 素肌 (プレカット)	5枚/箱	4,980	996	非課税	37
26700	モデルマフレックス FT ロックンロール (お好みカット)	10枚/箱	5,600	560	非課税	38
267XX	モデルマフレックス FT ロックンロール (プレカット)	10枚/箱	5,600	560	非課税	38
5790X	モデルマフレックス FT 凸面ロックンロール (お好みカット)	10枚/箱	9,600	960	非課税	39
579XX	モデルマフレックス FT 凸面ロックンロール (プレカット)	10枚/箱	9,600	960	非課税	39
830XX	キャップのやわびた FT (お好みカット)	5枚/箱	4,000	800	非課税	42
831XX	キャップのやわびた FT (プレカット)	5枚/箱	4,000	800	非課税	42
26064R	キャップの平面 FT (お好みカット)	5枚/箱	3,500	700	非課税	42
5551	キャップのシリーズ専用排液バッグ	10枚/箱	6,380 (税込)	638	10%	43
7332	キャップのシリーズ専用コネクター	5個/袋	88 (税込)	18	10%	44
5990X	やわびた セラプラス ウロS (お好みカット)	10枚/箱	11,000	1,100	非課税	47
599XX	やわびた セラプラス ウロS (プレカット)	10枚/箱	11,000	1,100	非課税	47
59400	モデルマフレックス セラプラス ウロS (お好みカット)	10枚/箱	8,000	800	非課税	48
5970X	モデルマフレックス セラプラス 凸面 ウロS (お好みカット)	10枚/箱	11,000	1,100	非課税	48
597XX	モデルマフレックス セラプラス 凸面 ウロS (プレカット)	10枚/箱	11,000	1,100	非課税	48
2959055	モデルマフレックス SF ウロS (お好みカット)	10枚/箱	8,100	810	非課税	49
29390XX	モデルマフレックス SF 凸面 ウロS (お好みカット)	10枚/箱	11,200	1,120	非課税	49
29391XX	モデルマフレックス SF 凸面 ウロS (プレカット)	10枚/箱	11,200	1,120	非課税	49
29990XX	やわびた ウロS (お好みカット)	10枚/箱	11,200	1,120	非課税	50
29991XX	やわびた ウロS (プレカット)	10枚/箱	11,200	1,120	非課税	50
2994064	モデルマフレックス FW ウロS (お好みカット)	10枚/箱	8,100	810	非課税	51
29970XX	モデルマフレックス FW 凸面 ウロS (お好みカット)	10枚/箱	11,200	1,120	非課税	51
29971XX	モデルマフレックス FW 凸面 ウロS (プレカット)	10枚/箱	11,200	1,120	非課税	51
2949064	モデルマフレックス FT ウロS (お好みカット)	10枚/箱	9,500	950	非課税	52
29491XX	モデルマフレックス FT ウロS (プレカット)	10枚/箱	9,500	950	非課税	52
29790XX	モデルマフレックス FT 凸面 ウロS (お好みカット)	10枚/箱	12,200	1,220	非課税	52
29791XX	モデルマフレックス FT 凸面 ウロS (プレカット)	10枚/箱	12,200	1,220	非課税	52

二品系装具

製品番号	製品名	入数 / 箱	価格	単価 (参考)	課税区分	ページ
1170X	やわびた 面板 セラプラス(二品系) (お好みカット)	5枚/箱	4,550	910	非課税	63
1190X	やわびた 面板 セラプラス(二品系) (プレカット)	5枚/箱	4,550	910	非課税	63
1120X	ニューイメージ セラプラス テープ付(お好みカット)	5枚/箱	3,550	710	非課税	64
11201X	ニューイメージ セラプラス テープ付(プレカット)	5枚/箱	3,550	710	非課税	64
1510X	ニューイメージ セラプラス(お好みカット)	5枚/箱	3,550	710	非課税	64
15111X	ニューイメージ セラプラス(プレカット)	5枚/箱	3,550	710	非課税	64
1140X	ニューイメージ セラプラス 凸面 テープ付(お好みカット)	5枚/箱	4,750	950	非課税	65
1150X	ニューイメージ セラプラス 凸面 テープ付(プレカット)	5枚/箱	4,750	950	非課税	65
1530X	ニューイメージ セラプラス 凸面(お好みカット)	5枚/箱	4,750	950	非課税	65
15310X	ニューイメージ セラプラス 凸面(プレカット)	5枚/箱	4,750	950	非課税	65
1500X	ニューイメージSFF(お好みカット)	5枚/箱	3,650	730	非課税	66
1650X	ニューイメージSFF(プレカット)	5枚/箱	3,650	730	非課税	66
1310X	やわびた 面板(二品系) (お好みカット)	5枚/箱	4,650	930	非課税	67
1330X	やわびた 面板(二品系) (プレカット)	5枚/箱	4,650	930	非課税	67
1420X	ニューイメージFWF テープ付(お好みカット)	5枚/箱	3,650	730	非課税	68
14206	ニューイメージFWF テープ付(お好みカット 0～89mm)	5枚/箱	6,600	1,320	非課税	68
1430X	ニューイメージFWF テープ付(プレカット)	5枚/箱	3,650	730	非課税	68
1520X	ニューイメージFWF(お好みカット)	5枚/箱	4,550	910	非課税	68
1640X	ニューイメージFWF(プレカット)	5枚/箱	4,550	910	非課税	68
1340X	ニューイメージFWF 凸面テープ付(お好みカット)	5枚/箱	4,900	980	非課税	69
1350X	ニューイメージFWF 凸面テープ付(プレカット)	5枚/箱	4,900	980	非課税	69
1540X	ニューイメージFWF 凸面(お好みカット)	5枚/箱	5,600	1,120	非課税	69
1550X	ニューイメージFWF 凸面(プレカット)	5枚/箱	5,600	1,120	非課税	69
1460X	ニューイメージFTF テープ付(お好みカット)	5枚/箱	5,600	1,120	非課税	70
14606	ニューイメージFTF テープ付(お好みカット 0～89mm)	5枚/箱	7,600	1,520	非課税	70
1470X	ニューイメージFTF テープ付(プレカット)	5枚/箱	5,600	1,120	非課税	70
1560X	ニューイメージFTF(お好みカット)	5枚/箱	5,100	1,020	非課税	70
1610X	ニューイメージFTF(プレカット)	5枚/箱	5,100	1,020	非課税	70
1380X	ニューイメージFTF 凸面テープ付(お好みカット)	5枚/箱	6,600	1,320	非課税	71
139XX	ニューイメージFTF 凸面テープ付(プレカット)	5枚/箱	6,600	1,320	非課税	71
1580X	ニューイメージFTF 凸面(お好みカット)	5枚/箱	6,150	1,230	非課税	71
1590X	ニューイメージFTF 凸面(プレカット)	5枚/箱	6,150	1,230	非課税	71
1410X	ニューイメージFFF テープ付	5枚/箱	5,600	1,120	非課税	72
1819X	ニューイメージ ロックンロール ウルトラクリア	10枚/箱	3,900	390	非課税	73
1818X	ニューイメージ ロックンロール 肌色	10枚/箱	3,900	390	非課税	73

製品番号	製品名	入数 / 箱	価格	単価 (参考)	課税区分	ページ
1800X	ニューイメージ ドレイン ロックンロール	10枚/箱	3,400	340	非課税	73
18006	ニューイメージ ドレイン ロックンロール(フランジサイズ:102mm)	10枚/箱	5,100	510	非課税	73
1816X	ニューイメージ フィルター付 ドレイン ウルトラクリア	10枚/箱	3,800	380	非課税	74
1814X	ニューイメージ フィルター付 ドレイン 肌色	10枚/箱	3,800	380	非課税	74
1810X	ニューイメージ ドレイン ウルトラクリア	10枚/箱	2,500	250	非課税	74
1812X	ニューイメージ ドレイン 肌色	10枚/箱	2,500	250	非課税	74
1829X	ニューイメージ ロックンロール ミニ 透明	20枚/箱	7,200	360	非課税	75
1828X	ニューイメージ ロックンロール ミニ 肌色	20枚/箱	7,200	360	非課税	75
1820X	ニューイメージ ミニドレイン肌	10枚/箱	2,500	250	非課税	75
1838X	ニューイメージ ミニクローズ ウルトラクリア	30枚/箱	8,100	270	非課税	76
1839X	ニューイメージ ミニクローズ 肌色	30枚/箱	8,100	270	非課税	76
1802X	キャップのストーマ袋	5枚/箱	2,750	550	非課税	77
5551	キャップのシリーズ専用排液バッグ	10枚/箱	6,380(税込)	638	10%	77
7332	キャップのシリーズ専用コネクター	5個/袋	88(税込)	18	10%	77
1801X	ニューイメージ イレオストミーパウチ	10枚/箱	5,300	530	非課税	78
18016	ニューイメージ イレオストミーパウチ(フランジサイズ:102mm)	10枚/箱	7,100	710	非課税	78
1890X	ニューイメージ ウロS ウルトラクリア	10枚/箱	5,900	590	非課税	79
1891X	ニューイメージ ウロS 肌色	10枚/箱	5,900	590	非課税	79

アクセサリ アダプトシリーズ

製品番号	製品名	入数 / 箱	本体価格 (税込)	単価 (参考)	ページ
78500	泡つるりん 236mlボトル	1本/箱	3,080	3,080	81
78501	泡つるりん 8mlパック	50枚/箱	4,180	84	81
7732	m9消臭スプレー 60mlボトル	1本/箱	1,540	1,540	82
7733	m9消臭スプレー 240mlボトル	1本/箱	3,080	3,080	82
8805	アダプト セラシール	10枚/箱	5,500	550	83
8815	アダプト セラシール スリム	10枚/箱	3,300	330	83
7805	アダプト皮膚保護シール 48mm	10枚/箱	5,500	550	83
7806	アダプト皮膚保護シール 98mm	10枚/箱	6,820	682	83
7815	アダプト皮膚保護シール スリム	10枚/箱	2,750	275	83
89520	アダプト セラリング(凸面)20mm	10枚/箱	3,300	330	85
89530	アダプト セラリング(凸面)30mm	10枚/箱	3,300	330	85
89540	アダプト セラリング(凸面)40mm	10枚/箱	3,300	330	85
89601	アダプト セラリング(凸面/オーバル)22×38mm	10枚/箱	3,850	385	85
89602	アダプト セラリング(凸面/オーバル)30×48mm	10枚/箱	3,850	385	85
89603	アダプト セラリング(凸面/オーバル)38×56mm	10枚/箱	3,850	385	85
79520	アダプト皮膚保護凸面リング 20mm	10枚/箱	3,300	330	86

製品番号	製品名	入数 / 箱	本体価格 (税込)	単価 (参考)	ページ
79530	アダプト皮膚保護凸面リング 30mm	10枚/箱	3,300	330	86
79540	アダプト皮膚保護凸面リング 40mm	10枚/箱	3,300	330	86
79601	アダプト皮膚保護凸面リング オーバル 22×38mm	10枚/箱	3,850	385	86
79602	アダプト皮膚保護凸面リング オーバル 30×48mm	10枚/箱	3,850	385	86
79603	アダプト皮膚保護凸面リング オーバル 38×56mm	10枚/箱	3,850	385	86
79402	アダプト外周シール	30枚/ケース	2,805	94	87
79300	アダプト皮膚保護ペースト 60g	1本/箱	2,750	2,750	87
79301	アダプト皮膚保護ミニペースト	20本/箱	19,360	968	87
8800	フレックステンド 皮膚保護シート (規格:10.2×10.2cm)	5枚/箱	4,675	935	88
8801	フレックステンド 皮膚保護シート (規格:20.4×20.4cm)	3枚/箱	8,514	2,838	88
7900	プレミアム 皮膚保護シート (規格:10×10cm)	5枚/箱	3,740	748	88
7901	プレミアム 皮膚保護シート (規格:20×20cm)	4枚/箱	9,064	2,266	88
7700	ホリスター スキンバリア (規格:10×10cm)	5枚/箱	3,520	704	88
7701	ホリスター スキンバリア (規格:20×20cm)	4枚/箱	8,492	2,123	88
7906	アダプトストーマパウダー 28.3g	1本/箱	1,210	1,210	89
7917R	アダプト保護膜パック	50枚/箱	2,200	44	89
7737	アダプト剥離剤スプレー 得楽タイプ (50ml)	1本/箱	2,090	2,090	90
7760	アダプト剥離剤パック	50枚/箱	1,980	40	90
5551	キャップのシリーズ専用排液バッグ	10枚/箱	6,380	638	91
7332	キャップのシリーズ専用コネクター	5個/袋	88	18	91
7300-1	アダプト オストミーベルト	1本/箱	990	990	91
8770	ドレインストッパー 肌	20個/箱	6,820	341	91
7766	消臭ガス抜きフィルター	5パック/箱	4,620	924	92
7910	カラヤペースト 128g	1本/箱	2,860	2,860	92
7905	カラヤパウダー 71g	1本/箱	2,090	2,090	92

尿路用関連製品

製品番号	製品名	入数 / 箱	本体価格 (税込)	単価 (参考)	ページ
7331	ウロ接続管S	10本/箱	4,950	495	95
9814	インケア・レッグバッグ 540ml (滅菌)	10枚/箱	11,352	1,135	95
9805	インケア・レッグバッグ 900ml (滅菌)	10枚/箱	11,352	1,135	95
9345	インケア・チューブ ラテックスフリー 46cm	10本/箱	5,676	568	95
9346	インケア・チューブ ラテックスフリー 46cm (滅菌)	10本/箱	7,392	739	95
9342	インケア・ストラップ (2本1組) 38cm	10組/箱	10,208	1,021	95
9343	インケア・ストラップ (2本1組) 58cm	3組/箱	3,080	1,027	95
9834	レッグバッグセット540	1組/箱	6,820	6,820	96
9835	レッグバッグセット900	1組/箱	6,820	6,820	96

製品番号	製品名	入数 / 箱	本体価格 (税込)	単価 (参考)	ページ
9839	ベッドサイド・ドレンバッグ (滅菌)	20枚/箱	10,428	521	96
7736	m9クリーナー	1本/箱	2,156	2,156	96

お子さま用装具

製品番号	製品名	入数 / 箱	価格	単価 (参考)	課税区分	ページ
3777	パウチキン 未熟児用 パウチ	15枚/箱	4,500	300	非課税	99
3778	パウチキン 新生児用 パウチ	15枚/箱	5,250	350	非課税	99
3761	パウチキン 小児用 ツーピース SFF	5枚/箱	3,350	670	非課税	100
3799	パウチキン 小児用 ツーピース ロックンロール	10枚/箱	2,200	220	非課税	100
3796	パウチキン 小児用 ワンピース ロックンロール	10枚/箱	4,500	450	非課税	100
3795	パウチキン こども用 ワンピース ロックンロール	10枚/箱	5,000	500	非課税	100

その他製品

製品番号	製品名	入数 / 箱	価格	単価 (参考)	課税区分	ページ
366X	フィルター付 カラヤ5 ドレイン	15枚/箱	12,300	820	非課税	103
360X	カラヤ5 ドレイン	15枚/箱	9,000	600	非課税	103
332X	カラヤ5 クローズ	30枚/箱	11,400	380	非課税	103
143X	カラヤ5 ウロ	10枚/箱	8,900	890	非課税	103
327X	ストマドレイン KL	30枚/箱	13,500	450	非課税	104
322X	ストマドレイン KS	30枚/箱	13,500	450	非課税	104
311X	ストマドレイン Q 肌	30枚/箱	13,500	450	非課税	104
323X	こども用 カラヤ5 ドレイン	30枚/箱	9,300	310	非課税	104
328X	凸面 コンパクト ドレイン	10枚/箱	11,000	1,100	非課税	105
3250	お好みカット しなやかドレイン 肌	10枚/箱	5,400	540	非課税	105
361X	凸面 しなやかドレイン	10枚/箱	11,000	1,100	非課税	105
326X	凸面 しなやかドレイン 肌 [※]	10枚/箱	11,000	1,100	非課税	106
3470	お好みカット しなやか クローズ 肌 [※]	30枚/箱	12,000	400	非課税	106
347X	しなやか クローズ 肌 [※]	30枚/箱	12,000	400	非課税	106
3184	ストマキャップ MC	30枚/箱	7,800	260	非課税	106
148X	凸面 しなやか ウロ	10枚/箱	12,900	1,290	非課税	107
1401	お好みカット 肌ウロ	10枚/箱	9,800	980	非課税	107
144X	はだ ウロ	10枚/箱	9,800	980	非課税	107
145X	凸面 はだ ウロ	10枚/箱	12,900	1,290	非課税	108

※2023年3月末販売終了 (3261、3263、3470、3473)

製品番号	製品名	ページ
1120X	ニューイメージ セラプラス テープ付(お好みカット)	64
11201X	ニューイメージ セラプラス テープ付(プレカット)	64
1140X	ニューイメージ セラプラス 凸面 テープ付(お好みカット)	65
1150X	ニューイメージ セラプラス 凸面 テープ付(プレカット)	65
1170X	やわびた 面板 セラプラス(二品系)(お好みカット)	63
1190X	やわびた 面板 セラプラス(二品系)(プレカット)	63
1310X	やわびた 面板(二品系)(お好みカット)	67
1330X	やわびた 面板(二品系)(プレカット)	67
1340X	ニューイメージFWF 凸面テープ付(お好みカット)	69
1350X	ニューイメージFWF 凸面テープ付(プレカット)	69
1380X	ニューイメージFTF 凸面テープ付(お好みカット)	71
139XX	ニューイメージFTF 凸面テープ付(プレカット)	71
1401	お好みカット 肌ウロ	107
1410X	ニューイメージFFF テープ付	72
1420X	ニューイメージFWF テープ付(お好みカット)	68
143X	カラヤ5 ウロ	103
1430X	ニューイメージFWF テープ付(プレカット)	68
144X	はだ ウロ	107
145X	凸面 はだ ウロ	108
1460X	ニューイメージFTF テープ付(お好みカット)	70
1470X	ニューイメージFTF テープ付(プレカット)	70
148X	凸面 しなやか ウロ	107
1500X	ニューイメージSFF(お好みカット)	66
1510X	ニューイメージ セラプラス(お好みカット)	64
15111X	ニューイメージ セラプラス(プレカット)	64
1520X	ニューイメージFWF(お好みカット)	68
1530X	ニューイメージ セラプラス 凸面(お好みカット)	65
15310X	ニューイメージ セラプラス 凸面(プレカット)	65
1540X	ニューイメージFWF 凸面(お好みカット)	69
1550X	ニューイメージFWF 凸面(プレカット)	69
1560X	ニューイメージFTF(お好みカット)	70
1580X	ニューイメージFTF 凸面(お好みカット)	71
1590X	ニューイメージFTF 凸面(プレカット)	71
1610X	ニューイメージFTF(プレカット)	70
1640X	ニューイメージFWF(プレカット)	68
1650X	ニューイメージSFF(プレカット)	66
1800X	ニューイメージ ドレイン ロックンロール	73
1801X	ニューイメージ イレオストミーパウチ	78
1802X	キャップのストーマ袋	77
1810X	ニューイメージ ドレイン ウルトラクリア	74

製品番号	製品名	ページ
1812X	ニューイメージ ドレイン 肌色	74
1814X	ニューイメージ フィルター付 ドレイン 肌色	74
1816X	ニューイメージ フィルター付 ドレイン ウルトラクリア	74
1818X	ニューイメージ ロックンロール 肌色	73
1819X	ニューイメージ ロックンロール ウルトラクリア	73
1820X	ニューイメージ ミニドレイン肌	75
1828X	ニューイメージ ロックンロール ミニ 肌色	75
1829X	ニューイメージ ロックンロール ミニ 透明	75
1838X	ニューイメージ ミニクローズ ウルトラクリア	76
1839X	ニューイメージ ミニクローズ 肌色	76
1890X	ニューイメージ ウロS ウルトラクリア	79
1891X	ニューイメージ ウロS 肌色	79
22100	モデルマフレックス SF クローズ 肌(お好みカット)	33
221XX	モデルマフレックス SF クローズ 肌(プレカット)	33
22500	モデルマフレックス SF クローズ(お好みカット)	33
26064R	キャップの平面 FT(お好みカット)	42
26700	モデルマフレックス FT ロックンロール(お好みカット)	38
267XX	モデルマフレックス FT ロックンロール(プレカット)	38
2690X	モデルマフレックス SF 凸面ロックンロール(お好みカット)	32
269XX	モデルマフレックス SF 凸面ロックンロール(プレカット)	32
28100	モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌(お好みカット)	31
281XX	モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌(プレカット)	31
28300	モデルマフレックス SF ロックンロール 肌(お好みカット)	30
283XX	モデルマフレックス SF ロックンロール 肌(プレカット)	30
28301	モデルマフレックス SF ロックンロール オーバル 肌(お好みカット)	31
28400	モデルマフレックス SF ロックンロール(お好みカット)	30
284XX	モデルマフレックス SF ロックンロール(プレカット)	30
28401	モデルマフレックス SF ロックンロール オーバル(お好みカット)	31
29390XX	モデルマフレックス SF 凸面 ウロS(お好みカット)	49
29391XX	モデルマフレックス SF 凸面 ウロS(プレカット)	49
2949064	モデルマフレックス FT ウロS(お好みカット)	52
29491XX	モデルマフレックス FT ウロS(プレカット)	52
2959055	モデルマフレックス SF ウロS(お好みカット)	49
29790XX	モデルマフレックス FT 凸面 ウロS(お好みカット)	52
29791XX	モデルマフレックス FT 凸面 ウロS(プレカット)	52
2994064	モデルマフレックス FW ウロS(お好みカット)	51
29970XX	モデルマフレックス FW 凸面 ウロS(お好みカット)	51
29971XX	モデルマフレックス FW 凸面 ウロS(プレカット)	51
29990XX	やわびた ウロS(お好みカット)	50
29991XX	やわびた ウロS(プレカット)	50

製品番号	製品名	ページ
311X	ストマドレイン Q 肌	104
3184	ストマキャップ MC	106
322X	ストマドレイン KS	104
323X	こども用 カラヤ5 ドレイン	104
3250	お好みカット しなやかドレイン 肌	105
326X	凸面 しなやかドレイン 肌 [*]	106
327X	ストマドレイン KL	104
328X	凸面 コンパクト ドレイン	105
332X	カラヤ5 クローズ	103
3470	お好みカット しなやか クローズ 肌 [*]	106
347X	しなやか クローズ 肌 [*]	106
360X	カラヤ5 ドレイン	103
361X	凸面 しなやかドレイン	105
366X	フィルター付 カラヤ5 ドレイン	103
3761	パウチキン 小児用 ツーピース SFF	100
3777	パウチキン 未熟児用 パウチ	99
3778	パウチキン 新生児用 パウチ	99
3795	パウチキン こども用 ワンピース ロックンロール	100
3796	パウチキン 小児用 ワンピース ロックンロール	100
3799	パウチキン 小児用 ツーピース ロックンロール	100
52100	モデルマフレックス セラプラス クローズ 肌(お好みカット)	29
521XX	モデルマフレックス セラプラス クローズ 肌(プレカット)	29
5310X	やわびた セラプラス(お好みカット)	25
531XX	やわびた セラプラス(プレカット)	25
53400	モデルマフレックス セラプラス ロックンロール(お好みカット)	27
534XX	モデルマフレックス セラプラス ロックンロール(プレカット)	27
5390X	モデルマフレックス セラプラス 凸面ロックンロール(お好みカット)	28
539XX	モデルマフレックス セラプラス 凸面ロックンロール(プレカット)	28
5400X	やわびた セラプラス 素肌 / 小さめサイズ(お好みカット)	26
540XX	やわびた セラプラス 素肌 / 小さめサイズ(プレカット)	26
5410X	やわびた セラプラス 素肌(お好みカット)	26
541XX	やわびた セラプラス 素肌(プレカット)	26
54300	モデルマフレックス セラプラス ロックンロール 肌(お好みカット)	27
543XX	モデルマフレックス セラプラス ロックンロール 肌(プレカット)	27
5480X	モデルマフレックス セラプラス 凸面ロックンロール 肌(お好みカット)	28
548XX	モデルマフレックス セラプラス 凸面ロックンロール 肌(プレカット)	28
5551	キャップのシリーズ専用排液バッグ	43, 77, 91
5660X	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール 肌(お好みカット)	36
566XX	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール 肌(プレカット)	36
5670X	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール(お好みカット)	36

※2023年3月末販売終了(3261、3263、3470、3473)

製品番号	製品名	ページ
567XX	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール(プレカット)	36
56810XX	やわびた 素肌(お好みカット)	34
56811XX	やわびた 素肌(プレカット)	34
56910XX	やわびた(お好みカット)	34
56911XX	やわびた(プレカット)	34
5790X	モデルマフレックス FT 凸面ロックンロール(お好みカット)	39
579XX	モデルマフレックス FT 凸面ロックンロール(プレカット)	39
58300	モデルマフレックス FW ロックンロール 肌(お好みカット)	35
583XX	モデルマフレックス FW ロックンロール 肌(プレカット)	35
58400	モデルマフレックス FW ロックンロール(お好みカット)	35
584XX	モデルマフレックス FW ロックンロール(プレカット)	35
59400	モデルマフレックス セラプラス ウロS(お好みカット)	48
5970X	モデルマフレックス セラプラス 凸面 ウロS(お好みカット)	48
597XX	モデルマフレックス セラプラス 凸面 ウロS(プレカット)	48
5990X	やわびた セラプラス ウロS(お好みカット)	47
599XX	やわびた セラプラス ウロS(プレカット)	47
7300-1	アダプト オストミーベルト	91
7331	ウロ接続管S	95
7332	キャップのシリーズ専用コネクター	44, 77, 91
7700	ホリスター スキンバリア(規格:10×10cm)	88
7701	ホリスター スキンバリア(規格:20×20cm)	88
7732	m9消臭スプレー 60mlボトル	82
7733	m9消臭スプレー 240mlボトル	82
7736	m9クリーナー	96
7737	アダプト剥離剤スプレー 得楽タイプ(50ml)	90
7760	アダプト剥離剤パック	90
7766	消臭ガス抜きフィルター	92
7805	アダプト皮膚保護シール 48mm	83
7806	アダプト皮膚保護シール 98mm	83
7815	アダプト皮膚保護シール スリム	83
78500	泡つるりん 236mlボトル	81
78501	泡つるりん 8mlバック	81
7900	プレミアム 皮膚保護シート (規格:10×10cm)	88
7901	プレミアム 皮膚保護シート (規格:20×20cm)	88
7905	カラヤパウダー 71g	92
7906	アダプトストーマパウダー 28.3g	89
7910	カラヤベースト 128g	92
7917R	アダプト保護膜パック	89
79300	アダプト皮膚保護ペースト 60g	87
79301	アダプト皮膚保護ミニペースト	87


製品番号	製品名	ページ
79402	アダプト外周シール	87
79520	アダプト皮膚保護凸面リング 20mm	86
79530	アダプト皮膚保護凸面リング 30mm	86
79540	アダプト皮膚保護凸面リング 40mm	86
79601	アダプト皮膚保護凸面リング オーバル 22×38mm	86
79602	アダプト皮膚保護凸面リング オーバル 30×48mm	86
79603	アダプト皮膚保護凸面リング オーバル 38×56mm	86
830XX	キャップのやわびた FT(お好みカット)	42
831XX	キャップのやわびた FT(プレカット)	42
857X	やわびた FT(お好みカット)	37
866X	やわびた FT 素肌(プレカット)	37
867X	やわびた FT 素肌(お好みカット)	37
8770	ドレインストッパー 肌	91
8800	フレックステンド 皮膚保護シート (規格:10.2×10.2cm)	88
8801	フレックステンド 皮膚保護シート (規格:20.4×20.4cm)	88
8805	アダプト セラシール	83
8815	アダプト セラシール スリム	83
89520	アダプト セラリング(凸面)20mm	85
89530	アダプト セラリング(凸面)30mm	85
89540	アダプト セラリング(凸面)40mm	85
89601	アダプト セラリング(凸面/オーバル)22×38mm	85
89602	アダプト セラリング(凸面/オーバル)30×48mm	85
89603	アダプト セラリング(凸面/オーバル)38×56mm	85
9342	インケア・ストラップ(2本1組)38cm	95
9343	インケア・ストラップ(2本1組)58cm	95
9345	インケア・チューブ ラテックスフリー 46cm	95
9346	インケア・チューブ ラテックスフリー 46cm(滅菌)	95
9805	インケア・レッグバッグ 900ml (滅菌)	95
9814	インケア・レッグバッグ 540ml (滅菌)	95
9834	レッグバッグセット540	96
9835	レッグバッグセット900	96
9839	ベッドサイド・ドレンバッグ(滅菌)	96

使用方法

巻き上げ式 ロックンロールマイクロシール

閉鎖方法


ステップ 1



裾のプレートを**2回**巻き上げる

2回巻き上げた状態


ステップ 2



最後にもう1回巻き上げ（計3回）、セキュリティフラップを上から下にかぶせてマイクロシールを閉鎖する

セキュリティフラップを使用して閉鎖した状態

排出方法



閉鎖時とは逆の手順でセキュリティフラップを開いて閉鎖部分を外す

3回戻してから、赤色の部分を押さえて、排出口を開き、排出作業を行う

キャップ式 **キャップの** シリーズ

排出方法

ステップ 1 排出口を上にもむける




ステップ 2 キャップを外す



キャップを外す時のコツ
ティッシュペーパーなどを添えてゆっくりキャップを押し出すようにして開けると便の飛び散りなく外せます。

ステップ 3 排出口を下にもむけ排出する



排出時にキャップホルダーにキャップをはめることもできます。


※排出量は排出口をおさえることで調節可能です。

キャップ部分が装着時に気になる場合

腹巻などの使用により違和感を軽減できます。

【使い方一例】

腹巻を巻く→装具の下部分を外側に（腹壁と反対側）折り曲げる
→腹巻の下の方を装具を包み込むように折りこむ




キャップのシリーズ ドレナージ方法

キャップのシリーズのドレナージ方法は、2つの方法よりお選びいただけます。

① 専用排液バッグとの直接接続方法

ひねるだけのロック式接続だから簡単・安心



1 キャップをキャップホルダーにはめる


※キャップホルダーにはめなくてもコネクタの使用は可能です。




2 排出口先端の突起の位置を確認する



使用方法はこちらからご確認ください。





3 突起と突起の間の溝にロック部分がかみ合うようにコネクタを差し込む





4 時計回りにひねりロックする（最後に軽く引っ張り、外れないか確認）


専用ハンガーの使い方





1 左右各1か所に穴を開け、排出口のキャップを開める（円の中央を先のとがったもので押すとすぐに穴が開きます。）



2 排液バッグのチューブをハンガーに固定する（チューブの後ろからチューブホルダーを差し込みます。）



3 ハンガー部分を折り曲げ、フックを排液バッグの穴に通す（片方ずつ両方の穴に通します。）



4 ベッドなどに吊り下げる＜注意＞排液バッグが床につかないように吊り下げてください。


② 一般的な蓄尿袋との接続方法(コネクター併用)

排泄物の性状により詰まり、流れにくい場合があります。流れが悪い場合は、コネクターの使用による併用はお避けください。


排出口の口径が大きいため専用コネクターの使用が必要です



蓄尿袋 + コネクター



ストーマ袋 + コネクター ひねるだけのロック式接続だから簡単・安心




ストーマ袋の閉鎖具の使用方法 尿路用


ウロスシリーズ

排出方法

ステップ 1 排出口を開けて尿を出す



ステップ 2 排出口を閉じる



ウロ接続管Sの接続方法

取り付け方法



取り外し方法




テープ付装具使用のコツ


テープ裏紙のはがし方のコツ(単品系装具・二品系装具共通)

テープ付皮膚保護剤のテープの裏紙をはがれにくい際は、以下の方法をおためしてください。


ステップ 1




リリースフィルムをはがす



ステップ 2



テープの幅がある部分を図のように手に取り、後る側に引き、裏紙を浮かせる




テープの裏紙の先端が図のようにはがれる

より簡単に！


腹壁に面板を貼付してから裏紙をはがす方へ

面板を腹壁に貼付する前に、ステップ2で浮かせた部分をあらかじめ折り曲げておくによりスムーズにはがせます。



テープ付装具の使い方のコツ


肌への負担が少ない貼り方




・テープ部分は**伸ばさず**、のせるようにして貼る

軽くのせるように
(シワになっても大丈夫です)

肌への負担が少ないはがし方



最後までゆっくり
丁寧にはがす



はくり剤パック
を使用

・無理に引っ張らず、**最後まで**ゆっくり丁寧にはがす

・**アクセサリ**を併用する

アクセサリ

面板を貼る前に

皮膚被膜剤
(アダプト保護膜パックなど)




面板をはがす時に

粘着剥離剤
(アダプトはくり剤パック/
スプレー等)



かゆみがある場合



・入浴やシャワー後に、**テープ部分の水分をしっかりとふき取る**ことで、かゆみが収まるケースもあります。

テープ付装具の貼り方・はがし方については動画でもご覧になれます。



Our Mission

私たちのミッション

私たちの製品とサービスを使用する方々の人生を、
より価値があり尊厳に満ちたものにします。

To make life more rewarding and dignified for people
who use our products and services.

ホリスター社の歴史

ホリスター社のルーツは 1921年、シカゴにてジョン・ディッキンソン・シュナイダーによって設立された『JDS プリンター・クラフツマン』という名の印刷会社です。そのシュナイダーが初めて医療に関わった製品は、

本来、事務的な証明書としてシンプルであった出生証明書を、彼の哲学である細やかな心遣いにより見事な高級出生証明書として製品化し、新生児のご両親にとっても喜ばれました。

その評判は瞬く間に全米に広がり、その後、1948年にホリスター社を自社の一部門として買収し、現在に至っております。

彼の哲学である細やかな心遣いは現在も、質の高い製品、サービス、そして全社員の中にも脈々と生き続けており、ホリスターブランドの赤はパワーとエネルギーを象徴しています。



ジョン・ディッキンソン・シュナイダー

ホリスター社の沿革

- 1921 「JDS プリンター・クラフツマン」設立
- 1948 ホリスター社を買収
- 1963 ストーマ装具用皮膚保護剤「カラヤシールリング」開発
- 1964 「カラヤシールリング」付ストーマ袋発売
- 1981 米国本社をイリノイ州シカゴ中心部から北部に位置するリバティビル市へ移転
- 1989 デンマーク・ダンサック社をグループの一員として迎える
- 1996 株式会社ホリスター 日本法人設立
- 1999 「ニューイメージ」シリーズ発売
- 2002 「アダプト」シリーズ発売
- 2003 「モデルマフレックス」シリーズ発売
- 2004 世界初ストーマ袋専用「アダプト消臭潤滑剤」発売
- 2006 「アダプト皮膚保護シール」発売
- 2008 通気性、消臭機能、撥水機能に優れた「AF300 オストミーフィルター」付製品発売
- 2010 安全性・操作性・快適性が向上した閉鎖具「ロックンロールマイクロシール」付製品発売
- 2011 成形可能な皮膚保護剤を用いた面板「ニューイメージ FFF テープ付」発売
- 2014 「ニューイメージ ウロ S」シリーズ発売
- 2015 業界初 やわらかい凸面+テープ「やわびた」発売
- 2021 米国ホリスター創立100周年
「セラプラス™」シリーズ発売
「キャップの」シリーズ発売

- 商品のお問い合わせやご注文に際しては、品名、製品番号、規格などをお知らせください。
- 税抜価格に10%を乗じて、小数点第一位を四捨五入した金額を税込価格としています。小数点以下の取扱は販売店により異なるため、実際の税込価格と異なる場合があります。
- 明記されている価格は「メーカー希望小売価格」です。
- 商品の仕様、価格は2022年10月1日からの改訂価格です。仕様、価格、付属品等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 商品は直射日光の当たらない涼しい場所で保管して下さい。
- ご使用に際しては使用説明書をよく読み、正しくお使い下さい。
- 装具を選択する際は、医療従事者にご相談ください。



リモイスはアルケア株式会社の技術です。



株式会社 ホリスター

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲21F

☎ **0120-032-950** (9:00～17:00 土・日・祝日・年末年始を除く)

FAX:050-3730-2628

製造元 Hollister Incorporated

www.hollister.co.jp